



**Alta Capacidad:**  
894KLT: 400lb / 180kg  
895KLT: 550lb / 250kg

## Ventajas

- ✓ **Medición de Peso Audible**  
Para las personas con deficiencia visual, esta báscula que "habla" anuncia la medición del peso en inglés o español
- ✓ **Pantalla de LCD de 1-1/2" (38 mm)**  
La amplia pantalla muestra al usuario una medición del peso de fácil lectura
- ✓ **Retención del Peso por 20 Segundos**  
La medición del peso se mostrará por 20 segundos luego de bajar de la báscula, dando al usuario o al paciente tiempo para estabilizarse



Disponible Maletín Opcional, Ítem # 64771



Modelo	Empaque principal	Dimensiones de envío	Peso (KG)
894KLT	2	16.625" x 14.625" x 5.25"	4 kg
895KLT	2	16.625" x 14.625" x 5.25"	4 kg

### Specifications

- 894KLT Capacidad: 400 lb / 180 kg
- 895KLT Capacidad: 550 lb / 250 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- 1-1/2" (38 mm) LCD Pantalla
- Funciones: Interruptor LB/KG, Puesta a Cero Automática, Auto-apagado, Retención del Peso de 20 Segundos, Función de Habla, Botón Inglés/Español, Opción de Deshabilitar Función de Habla
- Tamaño de la plataforma (ancho x largo x alto)  
14-1/2" x 11-3/4" x 1-1/2"  
368 mm x 298 mm x 38 mm
- Fuente de alimentación: (2) baterías AAA incluidas
- Disponible Maletín Opcional (pedido n. °64771)
- Garantía limitada de 1 año