

Powered by

VALHALLA
S C I E N T I F I C

Body Composition Scale

Ventajas

Tiempo de medida de 15 segundos

- ✓ La pantalla muestra un acceso rápido a las funciones de peso, porcentaje de grasa corporal, porcentaje de agua corporal, masa corporal magra, tasa metabólica basal (TMB) e índice de masa corporal (IMC) con impresión de gráficas detalladas en 60 segundos.

Plataforma grande

- ✓ Su plataforma amplia permite que los pacientes tengan una posición cómoda y segura.

Necesidad de pocos análisis previos

- ✓ Puede realizar los análisis a cualquier hora del día y casi en cualquier circunstancia, lo que da como resultado la mayor flexibilidad en analizadores de composición corporal.

Gran capacidad

- ✓ La balanza soporta la mayor capacidad de la industria de hasta 453.5 kg, que proporciona flexibilidad y exactitud al pesar un paciente.

Gráficas que muestran los resultados del paciente*

- ✓ Las balanzas de la serie G6 proporcionan al usuario 4 tipos de gráficas a utilizar con los pacientes: Adulto o bariátrico, Adulto español, pediátrico y salud física.

*El usuario debe conectar la balanza a una impresora para obtener una impresión gráfica personal. La impresora es opcional, se vende por separado y no está disponible con las balanzas Health o meter® Professional.

Powered by

VALHALLA
 S C I E N T I F I C

B O D Y C O M P O S I T I O N S C A L E

Modelo	Dimensiones de envío	Peso (KG)	Código UPC
BCS-G6	116.8cm x 48.3cm x 25.4cm	19 kg	854896003702

Specifications

- Capacidad: 1000 lb / 453.5 Kg
- Resolución: 0.1 lb / 0.1 kg
- Tamaño de la plataforma: 14" (w) x 16" (d) x 1.875" (h) / 35.56cm (w) x 40.64cm (d) x 4.7625cm (h)
- Pantalla: Pantalla de 6 pulgadas (dígitos de .5 pulgadas) que incluye peso, porcentaje de grasa corporal, porcentaje de agua corporal, porcentaje de masa muscular, IMC y el gasto energético en reposo
- Fuente de alimentación: adaptador de 110–220V incluido
- Impresora opcional, se vende por separado y no está disponible con las balanzas Health o meter® Professional)

Especificaciones de Bio-Impedancia

- Método por electrodos: Sistema tetrapolar
- Frecuencia: 50kHz
- Prueba de resistencia eléctrica: 500µA
- Tasa de conversión: 750ms



Model	Description	UPC Code
BCS-G6-adult	La balanza de composición corporal de todo el cuerpo, para adultos, es ideal para las prácticas que ven exclusivamente a los pacientes de 18 años o más	854896003702
BCS-G6-limbs	La versión segmentada de adultos proporciona a los pacientes información sobre la composición corporal de su torso, así como información específica sobre la composición de sus brazos y piernas	854896003719
BCS-G6-DUO	La versión para adultos / pediátricos de cuerpo entero es una buena opción para los proveedores que ven adultos y niños	854896003733
BCS-G61-upper	La configuración de la parte superior del cuerpo sólo para adultos proporciona un análisis parcial de la composición corporal para los pacientes que no quieren quitarse los zapatos y los calcetines	854896003726
IPO-ADU	Papel con grafica ilustrada – Adulto (Informe de 5 páginas, 25 informes/paquete)	854896003740
IPO-PED	Papel con grafica ilustrada – Pediátrico (Informe de 7 páginas, 25 informes/paquete)	854896003757
IPO-ATH	Papel con grafica ilustrada –Atlético (Informe de 3 páginas, 50 informes/paquete)	854896003764
IPO-ADU-SP	Plantilla de informe del paciente en español (informe de 5 páginas, 25 informes / paquete)	854896003948
BCS-BROCHURE	Folleto del paciente para sala de espera	