

Health o meter[®]

P r o f e s s i o n a l



WelchAllyn[®]

Ventajas

La Conexión Mejora el Flujo de Trabajo y la Seguridad del Paciente

La transmisión inalámbrica de mediciones directamente a un sistema RME de una instalación aumenta la eficiencia del flujo de trabajo y reduce el riesgo de error del ingreso manual de datos

La Conveniencia Inalámbrica

Elimina la frustración del cableado enredado y el riesgo de tropezar de los largos cables y cordones

Funciona con las Básculas Digitales Health o meter[®] Professional existentes

Las instalaciones pueden usar la solución inalámbrica externa de Pelstar con su báscula digital Health o meter[®] Professional actual. No hay necesidad de comprar una báscula nueva

Múltiples opciones de conectividad inalámbrica

Permiten prácticamente a todas las básculas digitales Health o meter[®] Professional la interacción directa con los Monitores Vital Signs Welch Allyn Connex[®] y con los monitores Spot Vital Signs[®] LXi, Allscripts TouchWorks[®] y sistemas Professional[™], así como el software Midmark[®] IQ Manager[®]

Health o meter[®]
P r o f e s s i o n a l
www.homscales.com

**Requerimientos del Sistema:**

- CPU de 1.7GHz y superiores
- Un mínimo de 512MB de RAM
- Windows XP/Vista/7
- Puerto de USB 2.0 disponible
- Tomacorriente para alimentar la Unidad de Báscula HOMBT1

Rango de Comunicación:

- Hasta aproximadamente 328ft/100m

PELSTARONE

(Este kit es para las instalaciones que deseen conectarse a monitores Welch Allyn® CVSM. Este kit puede ser usado para conectarse a Allscripts™, Midmark® IQ Manager®, y a ChARM Health EHR.

- 1 x Unidad de Báscula HOMBT1
- 1 x Adaptador RS232 (viene conectado a la Unidad de Báscula HOMBT1)
- 1 x CABLE PARA BÁSCULA (cable USB de 1 ft.)
- 1 x CABLE DE ALIMENTACIÓN (cable USB de 6.6 ft.)
- 1 x Adaptador de Pared AC a USB
- 1 x Guía Rápida de Inicio para el Monitor Welch Allyn® Connex Vital Sign (CVSM)
- 1 x Código de Activación para Báscula Connex Vital Sign Monitor (CVSM) – Activación vía la Herramienta de Servicio de Welch Allyn® (esto es necesario si el CVSM no ha sido activado previamente)
- 1 x HOMWA
- 1 x Cable USB de 1 ft.
- 1 x Cable USB de 6.6 ft.
- 1 x Instrucciones del Usuario
- 1 x Dongle Inalámbrico USB

Health o meter®

P r o f e s s i o n a l