



Ventajas

- Unidades de Medición a Elegir**
La pantalla digital proporciona la medición de longitud en centímetros, pies, o pulgadas.
- Portabilidad**
Ligero y con funcionamiento a baterías, el infantometro puede ser trasladado a donde se necesite.
- Diseño Eficiente**
Medir la talla de infantes es rápido y fácil, con mediciones digitales claras, amplios topes para cabeza y pies, y la conveniente función de Retener (HOLD).

Especificaciones:

- Rango de Medición:
Rango de 13 3/4" – 31 1/2" / 35 - 80 cm
- Resolución: 1/16" / 0.1 cm
- Dimensiones Físicas:
 - Largo: 11 1/2" / 290 mm
 - Ancho (cerrado): 24 3/4" / 630 mm
 - Altura: 2 3/4" / 70 mm
- Fuente de Alimentación:
2 baterías AAA (incluidas)
- Pantalla: LCD, 5/8" / 16 mm en tamaño del
- Funciones: Auto-apagado, Retener
- Garantía limitada de 2 años



El eBABYHR se conecta al modelo 550KL para un dispositivo completo de pesaje y medición.

Model	Description
eBABYHR	Infantometro Digital para bebés
522EHR	Infantometro Digital eBABYHR para los modelos 522KL & 522KG
553EHR	Infantometro Digital eBABYHR para los modelos 553KL & 553KG
550EHRBRACKET	Soporte de montaje para el infantometro digital Ebabyhr y la balanza 550KL
SS-eBABYHR	ScaleSurance 2 años de garantía extendida para eBABYHR*

* No disponible en todos los países