

LA 2900KL-AM

BÁSCULA PLEGABLE DE PARED ANTIMICROBIANA PARA SILLA DE RUEDAS

La empresa de básculas médicas número uno en ventas de Norteamérica ofrece una báscula plegable de pared antimicrobiana para silla de ruedas que soporta hasta 1000 libras /454 kilogramos y le brinda una calidad óptima, confiabilidad y facilidad de uso.

La báscula de bajo perfil se extiende 3.5"/8.90 cm de la

pared cuando está plegada y es excelente para instalaciones

que requieren ahorrar espacio.

La plataforma de gran tamaño fácil de levantar es apta para

la mayoría de las sillas de ruedas

y ofrece una cómoda experiencia

de pesaje para los pacientes. Las

rampas dobles ofrecen un fácil

acceso al subir y bajar de la báscula

y la cinta de precaución antiderrapante

proporciona seguridad adicional.

Otros elementos de seguridad incluyen

protección antimicrobiana, un borde

elevado que se pega a los lineamientos

de la ADA, un asa empotrada y la

ausencia de puntos de pellizco, lo cual

brinda confianza tanto al médico como al

paciente durante el proceso de pesaje.

Diseñada para cubrir las necesidades de

consultorios, hospitales, clínicas, centros

de cuidados agudos y de largo plazo y

cualquier lugar en donde el espacio sea

limitado. La báscula brinda a los médicos flexibilidad con una pantalla de

pared que puede montarse a cualquier lado de la báscula. La pantalla a

color de alto contraste de la 2900KL-AM cuenta con una interfaz fácil de

usar que incluye funciones de IMC, retención/liberación, volver a pesar,

memoria, cero, KG/LB, tara, pretara y más. La exclusiva función Everlock®

permite la fijación permanente de una unidad de peso (LB o KG).

La báscula proporciona una integración fácil y

comunicación fluida con las aplicaciones de EMR actuales. La 2900KL-

AM incluye una interfaz USB para permitir la conectividad con una

computadora, software de EMR u otros dispositivos electrónicos por medio

de varias Soluciones de Conectividad de Health o meter® Professional.

HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números, no es de sorprender que Health o meter® Professional Scales sea el nombre líder en la industria para básculas médicas.

120+ ESPECIALISTAS EN
EL CAMPO LOCALES

100%
DE CONECTIVIDAD

LA MARCA **#1** EN
CONFIANZA

100 AÑOS DE
SERVICIO

Health o meter®
Professional

Health o meter® Professional 2900KL-AM

weigh**easier**®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

1000 lb / 454 kg

Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

Conectividad EMR

Vía USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Pantalla

Pantalla TFT-LCD a color de alto contraste de 1 1/2" / 38 mm

Fuente de alimentación

Adaptador de 100-240V (ADPT30) incluido, 6 baterías D no incluidas

Funciones

Conversión entre LB/KG
Fijación de LB/KG
IMC
Cero
Tara
Pretara
Retener/liberar
Volver a pesar
Memoria
Cero automático
Apagado automático
Hora/fecha
Tiempo variable de apagado automático
Opción de sonido apagado/prendido
Función de pesaje de padre/hijo
Everlock®

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)

29 1/2" x 32 1/2" x 2 3/4"
(749 mm x 819 mm x 70 mm)

Tamaño de la rampa (largo x ancho)

6" x 33 1/2"
(159 mm x 864 mm)

Tamaño del producto desplegado (largo x ancho x alto)

58" x 37" x 37"
(1473 mm x 940 mm x 940)

Tamaño del producto plegado (largo x ancho x alto)

58" x 3.5" x 37"
(1473 mm x 101 mm x 940 mm)

Peso del producto

91 lb / 41 kg

Garantía

2 años de garantía limitada con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
2900KL-AM	Báscula Plegable de Pared Antimicrobiana para Silla de Ruedas, LB y KG
2900KG-AM	Báscula Plegable de Pared Antimicrobiana para Silla de Ruedas, solo KG
2900KL-AM-BT	2900KL-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2900KG-AM-BT	2900KG-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
SS-2900KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para la serie 2900*
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo para refacción o reemplazo
PLUGSET30	Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica
PELSTARONE-P	Wireless thermal printer



Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite
homscales.com

**Plataforma fácil de levantar con
asa empotrada**

Health o meter®
Professional



*No disponible en todos los países.