

LA 2600KL

BÁSCULA DIGITAL CON RAMPA PARA SILLA DE RUEDAS

LA 2610KL

BÁSCULA DIGITAL CON DOBLE RAMPA PARA SILLA DE RUEDAS

La completamente digital 2600KL es nuestra báscula para silla de ruedas más popular, la cual soporta hasta 1000 libras / 454 kilogramos de gran calidad, que ofrece seguridad y facilidad de uso. La plataforma es plegable para conveniente almacenaje y las ruedas (¡la única báscula en el mercado que las tiene!) brindan facilidad de movimiento. La plataforma de perfil bajo y ancho permite subir sillas de ruedas brindando una experiencia de pesaje cómoda para los pacientes. Para subirse y bajarse fácilmente de la báscula, la 2610KL ofrece doble rampa. Diseñada para cubrir las necesidades de consultorios, hospitales, clínicas e instalaciones médicas de urgencias y de largo plazo, la báscula cuenta con una pantalla que gira 180° una amplia plataforma antideslizante, y 4 llantas para facilidad de movimiento.

La pantalla a color de alto contraste brinda una interfaz amigable con el usuario que incluye IMC, retención/liberación, volver a pesar, memoria, cero, KG/LB, tara, pretara y más. La exclusiva función Everlock® permite fijar la unidad de medida (LB o KG) de la báscula de manera permanente. La báscula proporciona una integración fácil y una comunicación fluida con las aplicaciones RME actuales, la 2600KL y la 2610KL incluye un puerto USB para conectividad con una computadora, software RME u otros dispositivos electrónicos por medio de Soluciones de Conectividad de Health o meter® Professional.



2610KL

HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números de nuestra báscula, no es de sorprender que la 2600KL sea nuestra báscula para silla de ruedas más popular.

120+ ESPECIALISTAS
EN EL CAMPO LOCALES

100%
DE CONECTIVIDAD

LA BÁSCULA **#1** EN
CONFIANZA

100 AÑOS
DE SERVICIO

Health o meter®
Professional

Health o meter® Professional 2600KL & 2610KL

weigh**easier**®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

1000 lb / 454 kg

Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

Conectividad EMR

Via USB, Tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Pantalla

Tamaño de Dígito: 3/8" / 10 mm
Tamaño de Pantalla: Pantalla TFT-LCD a color de alto contraste de 2 3/4" x 1 1/2"

Alimentación

Adaptador de 100-240V adapter (ADPT30) incluido, 6 baterías D no incluidas

Funciones

Conversión a LB/KG
Bloqueo de LB/KG
IMC
Cero
Tara
Pre-tara
Retención/liberación
Volver a pesar
Memoria
Cero automático
Apagado automático
Hora/fecha
Hora de apagado automático variable
Opción de sonido apagado/encendido
Función de pesaje de padre/hijo
Everlock®

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)

36" x 32 1/4" x 2 1/2"
(914 mm x 819 mm x 64 mm)

Tamaño de la rampa

32 1/4" x 9 7/8"
(819 mm x 248 mm)

Dimensiones de la 2600KL

48 1/8" x 43 7/8" x 49 3/8"
(1222 mm x 1114 mm x 1254 mm)

Dimensiones de la 2610KL

56 3/4" x 43 7/8" x 49 3/8"
(1441 mm x 1114 mm x 1254 mm)

Peso del producto

2600KL: 93 lb / 42 kg, 2610KL: 98 lb / 44kg

Portabilidad

4 llantas (2 ruedas) para facilidad de movimiento

Garantía

Garantía Limitada de 2 Años

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
2600KL	Báscula digital con una rampa para silla de ruedas, LB y KG
2610KL	Báscula digital con doble rampa para silla de ruedas, LB y KG*
2620KL	Báscula digital para silla de ruedas con rampas dobles y plataforma extragrande, compatible con ADA, LB y KG**
2600KG	Báscula digital con una rampa para silla de ruedas, solo KG
2610KG	Báscula digital con doble rampa para silla de ruedas, solo KG*
2620KG	Báscula digital para silla de ruedas con rampas dobles y plataforma extragrande, compatible con ADA, solo KG**
2600KL-BT	2600KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2610KL-BT	2610KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada*
2600KG-BT	2600KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2610KG-BT	2610KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada*
2600ADAKIT	Kit de cumplimiento de ADA para básculas serie gris 2600*
2600ADAKIT-WHITE	Kit de cumplimiento de ADA para básculas serie blanca 2600*
B2600RAMP	Rampa secundaria opcional para básculas serie blanca 2600
43-00063	Rampa secundaria opcional para básculas serie gris 2600
SS-2600KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 2600*
SS-2610KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 2610*
ADPT30	Adaptador incluido, indique el No. de artículo para solicitar un repuesto o refacción
PLUGSET30	Adaptadores de enchufe para usar la báscula fuera de Norteamérica
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

La báscula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas, visite hom scales.com/ConnectivitySolutions

Para conocer más. Llame al número **1-800-815-6615**
o visite hom scales.com/2600KL
hom scales.com/2610KL



2600KL



2610KL plegada

Health o meter®
Professional



*No disponible en todos los países.

**ADA: Ley de EE.UU. para Personas con Discapacidades