

EL 245EHR-1100

ESTADÍMETRO DIGITAL PARA BÁSCULAS DE LA SERIE 1100

El estadímetro digital 245EHR-1100 de Health o meter® Professional es un estadímetro digital opcional de vanguardia para básculas de la serie 1100. Este estadímetro líder en el mercado proporciona la medición de altura más exacta en su clase, con una graduación/resolución de 1 mm/0.1", un rango completo de medición de 11 ¾" – 79 ½" / 30cm – 202cm y un rango digital de 3ft 11.2" – 6ft 7.5" / 120 cm - 202 cm.



Función de reiniciar integrada

Tecnología patentada que elimina la necesidad de sensores mecánicos, reduciendo fallas, incrementando la precisión y confiabilidad

El nuevo accesorio usa tecnología de estado sólido, la cual permite tener confianza en que la altura del paciente se medirá de manera precisa, evitando que se interrumpa el flujo del trabajo. La función de reinicio integrada aumenta la exactitud y confiabilidad, y el tope plegable limita la altura del estadímetro, brindando seguridad a pacientes y cuidadores.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de altura digital

3ft 11.2" – 6ft 7.5" / 120 cm - 202 cm
Resolución: 1 mm / 0.1"

Rango de altura mecánico

11 ¾" – 79 ½" / 30cm – 202cm
Graduación: 1 mm / 1/16 inch

Dimensiones del producto con el 1100KL

(con el estadímetro extendido)
31 ¼" x 27 ¼" x 82 ½"
(794 mm x 692 mm x 2096 mm)

Dimensiones del producto con el 1100KL

(con el estadímetro en la posición inicial)
31 ¼" x 27 ¼" x 50 ¼"
(794 mm x 692 mm x 1276 mm)

Peso del producto con el 1100KL

58 lb / 26 kg

Garantía

Garantía limitada de 2 años con el fabricante

Básculas compatibles con el 245EHR-1100

1100KL
1100KG
1100KL-BT
1100KG-BT

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
245EHR-1100	Estadímetro digital opcional para básculas de la serie 1100*
SS-245EHR	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance**

*Compatible con básculas de la serie 1100 que incluyan un código de fecha cuyos últimos 2 dígitos sean iguales o mayores a 21. Existe una opción de actualización para modelos código de fecha cuyos últimos 2 dígitos sean iguales o mayores a 17. No es compatible con básculas de la serie AMX. Para obtener asistencia, llame a Servicio a Clientes al número 800-815-6615.

** No disponible en todos los países.

Health o meter®
Professional

Health o meter® Professional 245EHR-1100

weigh**easier**®

Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite
homscases.com/245EHR-1100