

# EL 245EHR-2101

## ESTADÍMETRO DIGITAL PARA BÁSCULAS DE LA SERIE 2101

El estadímetro digital 245EHR-2101 de Health o meter® Professional es un estadímetro digital opcional de vanguardia para básculas de la serie 2101. Este estadímetro líder en el mercado proporciona la medición de altura más exacta en su clase, con una graduación/resolución de 1 mm/0.1", un rango completo de medición de 11 ¾" – 79 ½" / 30cm – 202cm y un rango digital de 3ft 11.2" – 6ft 7.5" / 120 cm - 202 cm.



### Función de reiniciar integrada

Tecnología patentada que elimina la necesidad de sensores mecánicos, reduciendo fallas, incrementando la precisión y confiabilidad

El nuevo accesorio usa tecnología de estado sólido, la cual permite tener confianza en que la altura del paciente se medirá de manera precisa, evitando que se interrumpa el flujo del trabajo. La función de reinicio integrada aumenta la exactitud y confiabilidad, y el tope plegable limita la altura del estadímetro, brindando seguridad a pacientes y cuidadores.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Rango de altura digital

3ft 11.2" – 6ft 7.5" / 120 cm - 202 cm  
Resolución: 1 mm / 0.1"

### Rango de altura mecánico

11 ¾" – 79 ½" / 30cm – 202cm  
Graduación: 1 mm / 1/16 inch

### Dimensiones del producto con el 2101KL

(con el estadímetro extendido)  
31" x 27" x 82 ½"  
(787 mm x 686 mm x 2096 mm)

### Dimensiones del producto con el 2101KL

(con el estadímetro en la posición inicial)  
31" x 27" x 50"  
(787 mm x 686 mm x 1270 mm)

### Peso del producto con el 2101KL

70 lb / 30 kg

### Garantía

Garantía limitada de 2 años con el fabricante

### Básculas compatibles con el 245EHR-2101 \*

2101KL  
2101KG  
2101KL-BT  
2101KG-BT

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
245EHR-2101	Estadímetro digital opcional para básculas de la serie 2101
SS-245EHR	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance**

\*Compatible con las básculas de la serie 2101 con la letra "E" o "U" en el número de serie y el firmware versiones 02.08.00 o superiores. Para obtener asistencia, llame a Servicio a Clientes al número 800-815-6615.

\*\* No disponible en todos los países.

**Health o meter®**  
Professional

Health o meter® Professional 245EHR-2101

weigh**easier**®

Para conocer más, llame al número  
**1-800-815-6615** o visite  
**homscases.com/245EHR-2101**