



Incluye Kit de Conectividad

El Modelo 500KL-BT incluye un kit de conectividad que permite que la báscula se conecte directamente con los monitores de signos vitales Welch Allyn®.

Este modelo 500KL-BT introduce tecnología inalámbrica integrada; no se requiere agregar hardware externo a la báscula. Al utilizar la tecnología Pelstar® inalámbrica, la báscula transmite datos a los dispositivos Welch Allyn® Connex® o Windows® en PCs.

Ventajas

- ✓ **Conectividad RME**
Usa la tecnología Pelstar® inalámbrica, para transmitir datos a los dispositivos Welch Allyn® Connex® o Windows® en PCs.
- ✓ **Tallímetro Incorporado**
La fácil de usar varilla de estatura proporciona mediciones de 30" - 84 ¼" / 76 cm - 214 cm.
- ✓ **Características de Valor Añadido**
Las funciones (Conversión LB/KG, Bloqueo LB/KG, IMC, Cero, Tara, Pre-tara, Retener/-Liberar, Volver a Pesar, Recordar, Puesta a Cero Automática, Auto-apagado, Función de pesaje madre-hijo) son incluidas sin costo adicional.
- ✓ **Báscula Digital Líder en Ventas**
La versión inalámbrica de la báscula Health o meter® Professional 500KL, La báscula más usada en los consultorios médicos en todo el país.
- ✓ **Plataforma de Bajo Perfil**
La baja altura de la plataforma requiere de un paso pequeño ofreciendo al paciente una experiencia de pesaje más cómoda y estable.
- ✓ **Calcula el Índice de Masa Corporal (IMC)**
Las funciones de la báscula incluyen la habilidad de calcular el (IMC) del paciente.
- ✓ **Everlock® (patente pendiente)**
Característica exclusiva que permite que la unidad de medición (LB o KG) sea bloqueada permanentemente en la báscula.



El **accesorio de barandal 500HB** opcional puede montarse a su báscula 500KL, 500KG, 500KL-BT & 500KG-BT nueva o existente.



La 500KL ofrece la mejor distancia de su clase extra ancha de 8" entre ejes que facilitan su transporte



Especificaciones

- Capacidad: 550 lb / 250 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- Conectividad: Tecnología Pelstar® inalámbrica integrada - incluye componentes para conectar inalámbricamente con un monitor Welch Allyn® Connex o Windows® en una PC
- Pantalla LCD de 1" / 25 mm
- Funciones: Conversión LB / KG, Bloqueo LB / KG, Índice de Masa Corporal (IMC), Puesta a Cero, Tara, Pre-Tara, Retener / Liberar, Cero Automático, Auto-apagado, Volver a Pesar, Recordar, Everlock®, Función de pesaje madre-hijo
- Tamaño de la Plataforma (l x a x a): 13 3/4" x 16 1/2" x 2 3/8" / 349 mm x 419 mm x 60 mm
- Dimensiones de producto ensamblado (l x a x a): 14 1/8" x 21 1/8" x 53 5/8" / 359 mm x 537 mm x 1362 mm
- Peso del Producto: 21 lb / 9 kg
- Tallímetro: 30" - 84 1/4" / 76 cm - 214 cm
- 2 ruedas, distancia entre ejes ancha de 8" para facilitar el movimiento
- 6 baterías AA incluidas, adaptador Opcional de 100V - 240V (# orden ADPT30)
- Garantía limitada de 2 años

Modelo	Descripción
500KG-BT	Báscula digital a Nivel de los Ojos que incluye la tecnología Pelstar® inalámbrica, sólo kg
500HB	Accesorio de barandal opcional para básculas de la serie 500
SS-500KL	ScaleSurance 2 años de garantía extendida (modelos 500)*
ADPT30	Adaptador de energía opcional 100-240V