

LA 500KL-BT

BÁSCULA DIGITAL DE CUIDADO PRIMARIO CON TECNOLOGÍA INALÁMBRICA PELSTAR® INTEGRADA

Siendo la báscula médica número uno en ventas en Norteamérica, la completamente digital báscula de cuidado primario Health o meter® 500KL-BT proporciona lo mejor en calidad, confiabilidad y facilidad de uso. Diseñada para cubrir las necesidades de consultorios, hospitales, clínicas e instalaciones médicas de urgencias y de largo plazo, la báscula cuenta con un estadímetro integrado en la columna de la báscula, una plataforma antiderrapante de gran tamaño y una base reforzada para mayor estabilidad. La báscula ofrece a los cuidadores y pacientes un indicador de peso al nivel de los ojos para pacientes de hasta 660 libras (300 kg), con una interfaz amigable con el usuario que incluye funciones de IMC, retención/liberación, cero, tara, volver a pesar, memoria, KG/LB, borrar e ingresar. La 500KL cuenta con ruedas con una distancia entre ejes extra ancha de 8", las mejores en su clase. La exclusiva función Everlock® permite fijar la unidad de medida (LB o KG) de forma permanente en la báscula.

La primera báscula médica en proporcionar una integración fácil y comunicación fluida con las aplicaciones de EMR actuales, la 500KL-BT cuenta con tecnología inalámbrica integrada para permitir la conectividad con una computadora, software de EMR u otro dispositivo electrónico.

Con su plataforma de baja altura, la 500KL-BT es fácil de instalar y ofrece a los pacientes una experiencia de pesaje más cómoda y estable.

Barandal envolvente inteligente 500HB

El 500HB es un accesorio de barandal único para la 500KL y es fácil de instalar en cualquier nueva báscula usando los orificios de montaje pre-taladrados, pudiendo además ser instalado en cualquier báscula existente por medio de las guías de taladrado fáciles de usar. Brinda la estabilidad que muchos pacientes requieren, sin afectar la exactitud del pesaje.

Health o meter®

Professional

Health o meter® Professional 500KL-BT

**HAY FUERZA EN
NUESTROS NÚMEROS.**

660 LB
DE CAPACIDAD

150,000+
INSTALADAS A
NIVEL NACIONAL

100% DE
CONECTIVIDAD

120+ ESPECIALISTAS
EN EL CAMPO
LOCALES

RUEDAS CON DISTANCIA
ENTRE EJES DE **8"**, LAS
MEJORES EN SU CLASE

LA BÁSCULA #1
EN CONFIANZA
PARA MÉDICOS

100 AÑOS
DE SERVICIO

weigh**easier**®



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

660 lb / 300 kg

Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

Conectividad EMR

Tecnología inalámbrica Pelstar® integrada

Pantalla

Pantalla LCD de 1" / 25 mm

Baterías

6 baterías AA incluidas, adaptador opcional (Artículo No. ADPT31)

Funciones

Conversión entre LB/KG
Fijación de LB/KG
IMC
Cero
Tara, pretara
Retención/liberación
Cero automático
Apagado automático
Volver a Pesar
Memoria
Función de pesaje de padre/hijo
Fijación permanente de unidad Everlock®

Tamaño de la plataforma

(largo x ancho x alto)

13 3/4" x 16 1/2" x 2 3/8"

(349 mm x 419 mm x 60 mm)

Plataforma a prueba de abolladuras y óxido

Dimensiones del producto

14 3/8" x 21 1/8" x 53 5/8"

(359 mm x 537 mm x 1362 mm)

Peso del producto

21 lb / 9 kg

Estadimetro

30"-84 1/4" / 76 cm-214 cm

Graduación: 1/8" / 1 mm

Portabilidad

2 ruedas, con distancia entre ejes de 8" para facilidad de movimiento

Garantía

Garantía limitada de 2 años con el fabricante



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
500KG-BT	500KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
500HB	Accesorio de barandal opcional para básculas de la serie 500
SS-500KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 500*
ADPT31	Adaptador opcional para los modelos 500KL-BT y 500KG-BT
PLUGSET30	Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica

Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite
homscapes.com



*No disponible en todos los países.

Health o meter®
Professional