

LA 201HR-3105

ESTADÍMETRO MECÁNICO PARA BÁSCULAS DE LA SERIE 3105

El 201HR-3105 de Health o meter® Professional es un estadímetro mecánico opcional para básculas antimicrobianas de la serie 3105. El resistente estadímetro de aluminio resiste el uso frecuente, además de que rigurosos exámenes de laboratorio demostraron que la 201HR-3105 dura 2 ½ veces más que productos similares.

El tope del estadímetro se desliza suavemente y es fácil de usar y, junto con la varilla telescópica, permite a los cuidadores el medir y leer la altura del paciente de forma rápida y sencilla. El tope plegable limita la altura y brinda seguridad a pacientes y cuidadores. La 201HR-3105 cuenta con un amplio rango de medición de 2" - 90" con incrementos de 1/16" (6 cm - 230 cm con incrementos de 1 mm).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de medición

2" - 90" / 6cm - 230cm
Graduación: 1/16" / 1mm

Garantía

Garantía limitada de 2 años con el fabricante

Básculas compatibles con el 201HR-3105

3105KL-AM
3105KG-AM
3105KL-AM-BT
3105KG-AM-BT

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
201HR-3105	Estadímetro mecánico opcional para la serie 3105

Health o meter®
P r o f e s s i o n a l

201HR-3105 de Health o meter® Professional

weigh**easier**®

Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite **homscales.com**