

EL 245EHR-3105

ESTADÍMETRO DIGITAL PARA BÁSCULAS DE LA SERIE 3105

La báscula digital 245EHR-3105 de Health o meter® Professional es un estadímetro digital opcional de vanguardia para básculas antimicrobianas de la serie 3105. Este estadímetro líder en el mercado proporciona la medición de altura más exacta en su clase, con una graduación/resolución de 1 mm/0.1", un rango completo de medición de 11 ¾" – 79 ½" / 30cm – 202cm y un rango digital de 3ft 11.2" – 6ft 7.5" / 120 cm - 202 cm.



Tecnología patentada que elimina la necesidad de sensores mecánicos, reduciendo fallas, incrementando la precisión y confiabilidad

El nuevo accesorio usa tecnología de estado sólido, el cual permite tener confianza en que la altura del paciente se medirá de manera precisa, evitando que e interrumpa el flujo del trabajo. la función de reinicio integrada aumenta la exactitud y confiabilidad, y el tope plegable limita la altura del estadímetro, brindando seguridad a pacientes y cuidadores.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de altura digital

3ft 11.2" – 6ft 7.5" / 120 cm - 202 cm
Resolución: 1 mm / 0.1"

Rango de altura mecánico

11 ¾" – 79 ½" / 30cm – 202cm
Graduación: 1 mm / 1/16 pulgadas

Dimensiones del producto con el 3105KL-AM

(con el estadímetro extendido)
23 ¼" x 28" x 80"
(591 mm x 711 mm x 2032mm)

Dimensiones del producto con el 3105KL-AM

(con el estadímetro en la posición inicial)
23 ¼" x 28" x 52 ¼"
(591 mm x 711 mm x 1327mm)

Peso del oducto con el 3105KL-AM

90 lb / 41 kg

Garantía

Garantía limitada de 2 años con el fabricante

Básculas compatibles con el 245EHR-3105

3105KL-AM
3105KG-AM
3105KL-AM-BT
3105KG-AM-BT

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
245EHR-3105	Estadímetro digital opcional para la serie 3105
SS-245EHR	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance®*

* No disponible en todos los países.

Health o meter®
Professional

245EHR-3105 de Health o meter® Professional

weigh**easier**®

Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite
homscal.es.com