

LA 3105KL-AM

BÁSCULA DE PLATAFORMA ANTIMICROBIANA DE ALTA RESISTENCIA

La 3105KL-AM es una báscula robusta antimicrobiana que forma parte de una línea completa de productos diseñados con un propósito de cuidado agudo. Esta báscula de plataforma soporta un peso de hasta 1000 libras (454 kilogramos) y ofrece lo máximo en calidad, confiabilidad y facilidad de uso.

La 3105KL-AM es una báscula de fácil uso que mejora el flujo de trabajo a través de su capacidad de un pesaje preciso, a pesar del posible movimiento del paciente. Las ruedas se deslizan fácilmente y el barandal de fácil agarre facilitan el desplazamiento de una habitación a otra. La báscula ofrece un tallímetro mecánico opcional y uno digital líder en el mercado. Otras opciones incluyen una báscula de que pesa solo en kilogramos con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada. Esta báscula fue calibrada en fábrica y no requiere calibración antes de usarse. En caso de que requiera calibrar su báscula, la 3105KL-AM cuenta con un fácil proceso de calibración en un solo paso en LB o KG.

Su base estable de bajo perfil y barandales "inteligentes" proporcionan un entorno seguro de pesaje y brindan la confianza necesaria durante el mismo para médico y paciente. Otros elementos de seguridad incluyen protección antimicrobiana en cabezal, teclado, asa de transporte, barandales, cuerpo y placa protectora, así como un diseño innovador que evita la acumulación de contaminantes y suciedad en ciertos lugares.

Diseñada para satisfacer las necesidades de hospitales, centros de atención intensiva, consultorios y clínicas. La pantalla a color de alto contraste de la 3105KL-AM proporciona una interfaz fácil de usar que incluye BMI, retención/liberación, volver a pesar, memoria, cero, KG/LB, tara, pretara y más.

La exclusiva función Everlock® permite fijar la unidad de peso (LB o KG) permanentemente. La báscula proporciona una integración fácil y comunicación fluida con las aplicaciones de RME actuales. La 3105KL incluye una interfaz USB para permitir la conectividad con una computadora, software de RME u otros dispositivos electrónicos por medio de varias soluciones de Conectividad Health o meter® Professional.



HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números, no es de sorprender que Health o meter® Professional sea la marca líder en la industria en básculas profesionales.

120+
ESPECIALISTAS EN EL
CAMPO LOCALES

100% DE
CONECTIVIDAD

#1 EN CONFIANZA

100 AÑOS
DE SERVICIO

Health o meter®
Professional

Health o meter® Professional 3105KL-AM

weigh**easier**®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

1000 lb / 454 kg

Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

Conectividad RME

Vía USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Pantalla

Tamaño de Dígito: 3/8" / 10 mm

Tamaño de Pantalla: Pantalla TFT-LCD

a color de alto contraste de 2 3/4" x 1 1/2"

Alimentación

6 baterías D no incluidas, adaptador de 100-240V (ADPT30) no incluido

Funciones

Conversión entre LB/KG

Fijación de LB/KG

IMC

Cero

Tara

Pretara

Retención/liberación

Volver a pesar

Memoria

Cero automático

Apagado automático

Hora/fecha

Tiempo de apagado automático variable

Opción de sonido apagado/prendido

Función de pesaje de padre/hijo

Everlock®

Tamaño de la plataforma

(largo x ancho x alto)

19 3/4" x 21 1/4" x 2 1/8"

(502mm x 540mm x 54mm)

Dimensiones del producto

(largo x ancho x alto)

23 1/4" x 28" x 52 1/4"

(591mm x 711mm x 1327mm)

Peso del producto

86 lb / 39 kg

Portabilidad

Una manga de fácil agarre y dos ruedas de rodadura suave cual facilitan su transporte de una sala a otra

Garantía

2 años de garantía limitada con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
3105KL-AM	Báscula de plataforma antimicrobiana de alta resistencia, LB y KG
3105KG-AM	Báscula de plataforma antimicrobiana de alta resistencia, sólo KG
3105KL-AM-BT	3105KL-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
3105KG-AM-BT	3105KG-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
245EHR-3105	Tallímetro digital opcional para básculas de la serie 3105
201HR-3105	Tallímetro mecánico opcional para básculas de la serie 3105
SS-3105KL-AM	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 3105*
ADPT30	Adaptador opcional para básculas de la serie 3105
PLUGSET30	Adaptador para usar la báscula fuera de Norteamérica
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

La báscula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas, visite hom scales.com/ConnectivitySolutions

Estadímetros mecánico y digital opcionales disponibles



Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite hom scales.com



*No disponible en todos los países.

Health o meter®
Professional