

LA 1110KL

BÁSCULA DIGITAL DE ALTA CAPACIDAD con PANTALLA REMOTA Y BASE AMPLIA

La 1110KL es una báscula digital de alta capacidad con pantalla remota que soporta hasta 454 kilogramos (1000 libras) y brinda una calidad, confiabilidad y facilidad de uso óptimas. La pantalla remota proporciona versatilidad, pudiendo ser montada en una pared, colocada sobre una mesa, o permanecer portátil. Diseñada para cubrir las necesidades de consultorios, hospitales, clínicas e instalaciones médicas de urgencias y de atención a largo plazo, el teclado de la báscula cuenta con protección antimicrobiana y una gran plataforma antiderrapante de bajo perfil que requiere un esfuerzo mínimo para subirse y brinda un ambiente seguro para el pesaje. La pantalla a color de alto contraste de la báscula proporciona una interfaz fácil de usar que incluye funciones de IMC, retención /liberación, volver a pesar, memoria, cero, KG/LB, tara, pretara y más. La exclusiva función Everlock® permite fijar la unidad de peso (LB o KG) permanentemente en la báscula.

La 1110KL fue diseñada teniendo en mente las necesidades siempre cambiantes de los centros de salud. Los barandales "inteligentes" opcionales brindan estabilidad y seguridad adicional para pacientes y cuidadores. Un tallímetro digital o mecánico opcional puede agregarse al accesorio de barandal para realizar mediciones de peso y altura de forma simultánea.

La báscula proporciona una integración fácil y comunicación fluida con las

aplicaciones de RME actuales. La 1110KL incluye una interfaz USB para permitir la conectividad con una computadora, software de RME u otros dispositivos electrónicos por medio de varias Soluciones de Conectividad Health o meter® Professional.



HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

sumar los números de nuestra báscula, no es de sorprender que las básculas de la serie 1100 sean las básculas de plataforma #1 en ventas en Estados Unidos.

20,000+
INSTALADAS A NIVEL NACIONAL

120+
ESPECIALISTAS EN EL CAMPO LOCALES

100% DE
CONECTIVIDAD

LA MARCA **#1** EN CONFIANZA

100 AÑOS
DE SERVICIO

Health o meter®
Professional

Health o meter® Professional 1110KL

weigh**easier**®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

1000 lb / 454 kg

Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

Conectividad RME

Vía USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Pantalla

Tamaño de Dígito: 3/8" / 10 mm

Tamaño de Pantalla: Pantalla TFT-LCD a color de alto contraste de 2 3/4" x 1 1/2"

Alimentación

Adaptados de 100-240V (ADPT30) incluido, 6 baterías D no incluidas

Funciones

Conversión entre LB/KG

Fijación de LB/KG

IMC

Cero

Tara

Pretara

Retención/liberación

Volver a pesar

Memoria

Cero automático

Apagado automático

Hora/fecha

Tiempo de apagado automático variable

Opción de sonido apagado/prendido

Función de pesaje de padre/hijo

Everlock®

Tamaño de la plataforma

(largo x ancho x alto)

22" x 15 3/4" x 2 5/8"

(559 mm x 400 mm x 66 mm)

Dimensiones del producto - Base

(largo x ancho x alto)

22" x 23 1/2" x 4 3/4"

(559mm x 597mm x 121 mm)

Peso del producto

27 lb / 12 kg

Cable Remoto

6 ft / 1829 mm

Garantía

2 años de garantía limitada con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
1110KL	Báscula digital de plataforma de alta capacidad con pantalla remota, LB y KG
1110KG	Báscula digital de plataforma de alta capacidad con pantalla remota, sólo KG
1110KL-BT	1110KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
1110KG-BT	1110KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
1110HB	Barandales opcionales para la serie 1110, incluyendo 2 ruedas para portabilidad
245EHR-1110	Tallímetro digital opcional para la serie 1110 (debe tener un 1110HB)
201HR-1110	Tallímetro digital opcional para la serie 1110 (debe tener un 1110HB)
SS-1110KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para la serie 1110*
SS-245EHR	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para la 245EHR-1110*
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo para refacción o reemplazo
PLUGSET30	Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

La báscula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas, visite homscases.com/ConnectivitySolutions

Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite homscases.com



*No disponible en todos los países.



1110KL - Báscula digital de plataforma de alta capacidad con pantalla remota.

1110KL con barandales y ruedas opcionales

1110KL con barandales, ruedas y tallímetro opcionales

Health o meter®
Professional