

EL BTKIT-01

KIT DE ACTUALIZACIÓN INALÁMBRICA PARA USO CON MONITORES WELCH ALLYN®

El BTKIT-01 de The Health o meter® Professional permite a los médicos agregar conectividad inalámbrica a su báscula ya existente. El kit incluye un módulo inalámbrico para instalarse en la pantalla de la báscula y un dongle USB para la comunicación de la báscula con un monitor de signos vitales Welch Allyn®.

El BTKIT-01 permite transmitir mediciones de manera inalámbrica de forma directa a un monitor Welch Allyn®, a fin de incrementar la eficiencia en la atención médica y reducir el riesgo de error al ingresar los datos de forma manual. Dicha transmisión directa elimina de forma conveniente la frustración causada por cables enredados y el riesgo de tropiezo por tener cables largos en el suelo.

Este kit está pensado para cubrir la necesidad de conectarse con dispositivos Welch Allyn® Connex®: monitor Connex® Spot, sistemas integrados de pared Connex®, sistemas integrados de pared Connex®. Desde el dispositivo Welch Allyn, los datos pueden mostrarse, salvarse y transferirse a sistemas de EMR.*

El kit incluye:

- Dongle USB inalámbrico (para uso con el monitor Welch Allyn)
- Cable USB de 1 pie (para uso con el dongle y el monitor Welch Allyn)
- Módulo inalámbrico (para instalarse en la pantalla de la báscula)

Rango de comunicación:

- Aproximadamente 328ft/100m



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Garantía

2 años de garantía limitada con el fabricante

Básculas compatibles con BTKIT-01**

Serie 500†
Serie 502
Serie 1100
Serie 1110
Serie 2101
Serie 2210KL-AM
Serie 2210KL4-AM
Serie 2400
Serie 2500
Serie 2600
Serie 2610
Serie 2650
Serie 2700
Serie 2900KL-AM
Serie 3001KL-AM
Serie 3001KL-AMX
Serie 3105KL-AM

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
BTKIT-01	Kit de actualización inalámbrica para uso con monitores Welch Allyn®

*La transferencia a sistemas de EMR requiere que el proveedor de EMR cuente con una interfaz existente que acepte estos parámetros de dispositivos Welch Allyn®.

**BTKIT-01 es compatible con básculas con código de fabricación cuyos últimos dos dígitos sean de 19 o más. Para asistencia con básculas compatibles, contacte a Servicio a Clientes al teléfono 800-815-6615.

†BTKIT-01 es compatible con básculas 500KL con código de fabricación cuyos últimos dos dígitos sean de 20 o más, y básculas 500KG con código de fabricación cuyos últimos dos dígitos sean de 21 o más.

Health o meter®
Professional

Health o meter® Professional BTKIT-01

weigh**easier**®

Para conocer más, llame al número

1-800-815-6615 o visite

homscales.com