

## EL BTKIT-01

# KIT DE ACTUALIZACIÓN INALÁMBRICA PARA USO CON MONITORES WELCH ALLYN®

El BTKIT-01 de The Health o meter® Professional permite a los médicos agregar conectividad inalámbrica a su báscula ya existente. El kit incluye un módulo inalámbrico para instalarse en la pantalla de la báscula y un dongle USB para la comunicación de la báscula con un monitor de signos vitales Welch Allyn®.

El BTKIT-01 permite transmitir mediciones de manera inalámbrica de forma directa a un monitor Welch Allyn®, a fin de incrementar la eficiencia en la atención médica y reducir el riesgo de error al ingresar los datos de forma manual. Dicha transmisión directa elimina de forma conveniente la frustración causada por cables enredados y el riesgo de tropiezo por tener cables largos en el suelo.


Este kit está pensado para cubrir la necesidad de conectarse con dispositivos Welch Allyn® Connex®: monitor Connex® Spot, sistemas integrados de pared Connex®, sistemas integrados de pared Connex®. Desde el dispositivo Welch Allyn, los datos pueden mostrarse, salvarse y transferirse a sistemas de EMR.\*

El kit incluye:

- Dongle USB inalámbrico (para uso con el monitor Welch Allyn)
- Cable USB de 1 pie (para uso con el dongle y el monitor Welch Allyn)
- Módulo inalámbrico (para instalarse en la pantalla de la báscula)

Rango de comunicación:

- Aproximadamente 328ft/100m



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Garantía

2 años de garantía limitada con el fabricante

### Básculas compatibles con BTKIT-01\*\*

Serie 498  
Serie 500  
Serie 502  
Serie 522  
524KL  
Serie 553  
Serie 565  
Serie 597  
Serie 599  
Serie 600  
Serie 752  
Serie 1100  
Serie 1110  
Serie 2000  
Serie 2101  
Serie 2210KL-AM  
Serie 2210KL4-AM  
Serie 2400  
Serie 2500  
Serie 2595  
Serie 2600  
Serie 2610  
Serie 2620  
Serie 2650  
Serie 2700  
Serie 2900KL-AM  
Serie 2920KL-AM  
Serie 3001KL-AM  
Serie 3001KL-AMX  
Serie 3105KL-AM

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
BTKIT-01	Kit de actualización inalámbrica para uso con monitores Welch Allyn®

\*La transferencia a sistemas de EMR requiere que el proveedor de EMR cuente con una interfaz existente que acepte estos parámetros de dispositivos Welch Allyn®.

\*\*La lista de básculas compatibles se refiere a básculas de versión nueva y actual. Para básculas que ya están en el campo, comuníquese con Servicio al Cliente al 1-800-815-6615 para confirmar la compatibilidad.

**Health o meter®**  
Professional

Health o meter® Professional BTKIT-01

weigh**easier**®

Para conocer más, llame al número

**1-800-815-6615** o visite

**homscales.com**