


280HR

INFANTOMETRO PORTATIL

El 280HR de Health o meter® Professional es una estera de medición portátil para infantes. Esta práctica estera es suave, ligera, plegable y fácil de guardar. Su cabezal fijo y tope para pies deslizable permiten medir a infantes de manera precisa mientras están acostados. La estera es fácil de leer, ya que cuenta con números impresos en gran tamaño en ambas orillas, ofreciendo mediciones tanto en centímetros como en pulgadas. Además, es fácil de usar, con un diagrama de instrucciones impreso en el frente de la estera. El 280HR puede limpiarse convenientemente con la mayoría de los desinfectantes y toallitas limpiadoras.



Ligero y plegable

La estera de medición para infantes puede enrollarse para un fácil almacenamiento y transporte.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de medición

3.9" – 43.3" / 10cm – 110cm

Graduación

1/4" / 5mm

Dimensiones del producto

(largo x ancho)

55" x 12"

1397mm x 305mm

Medidas con el tapete enrollado

4" x 12"

102mm x 305mm

Peso del producto

0.88 lb / 0.4 kg

Portabilidad

Se enrolla para transportarse fácilmente

Garantía

Garantía limitada de 2 años con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
280HR	Infantometro Portatil

Health o meter®
Professional

Health o meter® Professional 280HR

weigh**easier**®

Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite **homscases.com**