

LA 502KL

BÁSCULA DE CUIDADO PRIMARIO CON ESTADÍMETRO DIGITAL INTEGRADO

El miembro más nuevo de la familia de básculas médicas número uno en ventas, la completamente digital Health o meter® 502KL cuenta con un estadímetro digital integrado y capacidades de RME, ofreciendo lo mejor en calidad, confiabilidad y facilidad de uso. La 502KL, creada para atender a diversos escenarios de atención médica como consultorios, hospitales, clínicas y centros de atención aguda y a largo plazo, cuenta con un estadímetro digital integrado líder en el mercado, una espaciosa plataforma antiderripante y una base reforzada que asegura una estabilidad mejorada. La báscula ofrece a los ciudadanos y pacientes un indicador de peso al nivel de los ojos para pacientes de hasta 300 kilogramos/ 660 libras. Su interfaz amigable con el usuario incluye una amplia gama de funciones, como cálculo de IMC, retención/liberación, cero, tara, volver a pesar, memoria de varias mediciones, cambiar entre KG/LB, borrar e ingresar. La 502KL ofrece ruedas con distancia entre ejes de 8", la mejor en su clase, facilitando el transporte. La exclusiva función Everlock® permite el fijar la unidad de medida (LB o KG) de forma permanente.

La báscula médica líder en la industria proporciona una fácil integración y comunicación fluida con las aplicaciones de RME actuales. La 502KL ofrece una opción para incorporar conectividad inalámbrica para permitir la conectividad con computadoras, software de RME u otros dispositivos electrónicos.

Con su plataforma de baja altura, la 502KL es fácil de instalar y ofrece a los pacientes una experiencia de pesaje más cómoda y estable.

500HB

Barandal abrazador inteligente

El 500HB es un accesorio de barandal único para la 502KL y es fácil de instalar en cualquier báscula nueva usando los orificios de montaje pre-taladrados. Brinda la estabilidad que muchos pacientes requieren, sin afectar la exactitud del pesaje.



HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números de nuestra báscula, no es de sorprender que la familia de básculas 500KL sea la báscula más usada en consultorios médicos a nivel nacional.

CAPACIDAD DE
300 KG

150,000+
INSTALADAS A
NIVEL NACIONAL

120+ ESPECIALISTAS
EN EL CAMPO LOCALES

RUEDAS CON DISTANCIA
ENTRE EJES DE **8"**, LAS
MEJORES EN SU CLASE

LA BÁSCULA **#1**
EN CONFIANZA
PARA MÉDICOS

100 AÑOS
DE SERVICIO

Health o meter®
Professional

Health o meter® Professional 502KL

weigh**easier**®



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

660 lb / 300 kg

Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

Conectividad RME

Via tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Pantalla

Pantalla LCD de 1" / 25 mm

Baterías

6 baterías AA incluidas, adaptador opcional (Artículo No. ADPT31)

Funciones

Conversión entre LB/KG
Bloqueo de unidad KG/LB
IMC
Cero
Tara, pretara
Retención/liberación
Cero automático
Apagado automático
Volver a Pesar
Memoria
Función de pesaje de padre/hijo
Fijación permanente de unidad Everlock®

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)

13 3/4" x 16 1/2" x 2 3/8"
(349 mm x 419 mm x 60 mm)
Plataforma a prueba de abolladuras y óxido

Dimensiones del producto

14 3/8" x 21 1/8" x 53 5/8"
(359 mm x 537 mm x 1362 mm)

Peso del producto

22.4 lb / 10.2 kg

Rango de altura digital

3ft 11.2" – 6ft 7.5" / 120 cm – 202 cm
Resolución: 1 mm / 0.1"

Rango de altura mecánica

11 3/4" – 79 1/2" / 30 cm – 202 cm
Graduación: 1 mm / 1/16"

Portabilidad

2 ruedas, con distancia entre ejes de 8" para facilidad de movimiento

Garantía

2 años de garantía limitada con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
502KL	Báscula digital a nivel de los ojos con estadímetro digital, LB y KG
502KG	Báscula digital a nivel de los ojos con estadímetro digital, solo KG
502KL-BT	502KL Con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
502KG-BT	502KG Con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
500HB	Accesorio de barandal integrado para básculas de la serie 502
SS-502KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas de la serie 502*
ADPT31	Adaptador opcional para básculas de la serie 502
PLUGSET30	Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica
BTPRINTERKIT-01	Kit De Impresora Térmica Inalámbrica

La báscula también incluye opciones de conectividad. Para conocerlas, visite homscapes.com/ConnectivitySolutions



Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite
homscapes.com

Health o meter®
Professional



*No disponible en todos los países.