

## EL BTKIT-100

# KIT DE ACTUALIZACIÓN INALÁMBRICO PARA USO CON DISPOSITIVOS PREAPROBADOS Y APLICACIONES DE WINDOWS® / LINUX® (NO INCLUYE DONGLE USB)

El BTKIT-100 de Health o meter® Professional permite a los médicos el agregar conectividad inalámbrica a sus básculas, ya sea nuevas o adquiridas previamente. El kit incluye un módulo inalámbrico para instalarse en la pantalla de la báscula, para la comunicación con dispositivos con Windows® y Linux®, como una PC Windows®. El módulo inalámbrico en la báscula permite el emparejamiento directo con dispositivos preaprobados y aplicaciones de Windows® / Linux®.

El BTKIT-100 permite a los establecimientos médicos transmitir las mediciones de forma directa a un sinfín de dispositivos, incrementando la eficiencia del flujo de trabajo y reduciendo el riesgo de errores derivados del ingresar los datos de forma manual. Una vez que el dispositivo recibe los datos, estos pueden ser convenientemente mostrados, revisados y fácilmente transferidos a sistemas de EMR.

El kit incluye:

- Módulo inalámbrico (para instalar en la pantalla de la báscula)

Requisitos de sistema para conexión a una PC/dispositivo:

- Windows 10/11
- Capacidad para Bluetooth® o tarjeta Bluetooth®\*

Rango de comunicación:

- Hasta aproximadamente 328ft/100m



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Garantía

Garantía limitada de 2 años con el fabricante

### Básculas compatibles con BTKIT-100\* \*

Serie 500†  
Serie 502  
Serie 1100  
Serie 1110  
Serie 2101  
Serie 2210KL-AM  
Serie 2210KL4-AM  
Serie 2400  
Serie 2500  
Serie 2600  
Serie 2610  
Serie 2650  
Serie 2700  
Serie 2900KL-AM  
Serie 3001KL-AM  
Serie 3001KL-AMX  
Serie 3105KL-AM

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
BTKIT-100	Kit de actualización inalámbrico para uso con dispositivos preaprobados y aplicaciones de Windows® / Linux®, no incluye dongle USB

\*Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth Special Interest Group. Si bien Health o meter® Professional Scales utiliza tecnologías patentadas para comunicarse de manera confiable con otros dispositivos, puede utilizarse también con múltiples interfaces Bluetooth®.

\*\*BTKIT-100 no es compatible con monitores de signos vitales Welch Allyn® o básculas versión BT. Para recibir asistencia con básculas compatibles, así como soluciones de conectividad, contacte a Servicio al Cliente al número 800-815-6615.

†BTKIT-100 es compatible con básculas modelo 500KL con clave de fecha cuyos últimos dos dígitos sean iguales o mayores a 20 y modelo 500KG con clave de fecha cuyos últimos dos dígitos sean iguales o mayores a 21.

**Health o meter®**  
Professional

Health o meter® Professional BTKIT-100

weigh easier®

Para conocer más, llame al número

**1-800-815-6615** o visite

**homscales.com**