

EL BTKIT-03

KIT DE ACTUALIZACIÓN INALÁMBRICO PARA USO CON DISPOSITIVOS PREAPROBADOS Y PCS WINDOWS® / LINUX® (INCLUYE DONGLE USB)

El BTKIT-03 de Health o meter® Professional permite a los médicos agregar conectividad inalámbrica a sus básculas, ya sea nuevas o adquiridas previamente. El kit incluye un módulo inalámbrico para instalarse en la pantalla de la báscula. Incluye además un dongle USB inalámbrico que permite la conectividad con dispositivos preaprobados y PCs Windows® / Linux®. Los dispositivos preaprobados incluyen los monitores de signos vitales Edan iM3 y MDPro 2500.

El BTKIT-03 permite a los establecimientos médicos transmitir las mediciones de forma directa a un sinfín de dispositivos, incrementando la eficiencia del flujo de trabajo y reduciendo el riesgo de errores derivados del ingresar los datos de forma manual. Una vez que el dispositivo recibe los datos, estos pueden ser convenientemente mostrados, revisados y fácilmente transferidos a sistemas de EMR.

El kit incluye:


- Dongle USB inalámbrico (para usar con la PC/dispositivo)
- Módulo inalámbrico (para instalar en la pantalla de la báscula)

Requisitos de sistema para conexión a una PC/dispositivo:

- Windows 10/11
- Puerto USB 2.0 disponible (al usarse con el dongle USB incluido)
- Módulo inalámbrico (para instalar en la pantalla de la báscula)

Rango de comunicación:

- Hasta aproximadamente 328ft/100m



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Garantía

Garantía limitada de 2 años con el fabricante

Básculas compatibles con BTKIT-03 *

Serie 498
Serie 500
Serie 502
Serie 522
524KL
Serie 553
Serie 565
Serie 597
Serie 599
Serie 600
Serie 752
Serie 1100
Serie 1110
Serie 2000
Serie 2101
Serie 2210KL-AM
Serie 2210KL4-AM
Serie 2400
Serie 2500
Serie 2595
Serie 2600
Serie 2610
Serie 2620
Serie 2650
Serie 2700
Serie 2900KL-AM
Serie 3001KL-AM
Serie 3001KL-AMX
Serie 3105KL-AM

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
BTKIT-03	Kit de actualización inalámbrico para uso con dispositivos preaprobados y PCs Windows® / Linux®, incluye dongle USB

*BTKIT-03 no es compatible con monitores de signos vitales Welch Allyn® o básculas versión BT. La lista de básculas compatibles se refiere a básculas de versión nueva y actual. Para recibir asistencia con básculas compatibles, así como soluciones de conectividad, o básculas que ya están en el campo, contacte a Servicio al Cliente al número 800-815-6615 para confirmar la compatibilidad.

Health o meter®
Professional

Health o meter® Professional BTKIT-03

weigh**easier**®

Para conocer más, llame al número

1-800-815-6615 o visite

homscales.com