

## EL KIT BTPRINTERKIT-01

# KIT DE IMPRESORA TÉRMICA INALÁMBRICA

El kit BTPRINTERKIT-01 de Health o meter® Professional permite a los médicos el agregar la función de conectividad inalámbrica a sus básculas ya existentes, comunicándose de forma directa con una impresora térmica inalámbrica. El kit incluye un módulo inalámbrico para instalarse en la pantalla de la báscula, el cual está emparejado específicamente con la impresora inalámbrica incluida.

El kit incluye:

- Módulo inalámbrico (para instalarse en la pantalla de la báscula)
- Impresora térmica
- Cargador de batería para la impresora
- Rollo de papel térmico libre de BPA
- Adaptador de corriente de CA a USB

Rango de comunicación:

- Hasta aproximadamente 328ft/100m



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Tipo de papel

Papel térmico de 58 mm (2 ¼")  
(Rollo de 15240mm/50')

### Ancho de impresión

48 mm / 1.9"

### Velocidad de impresión

90 mm/sec

### Fuente de alimentación

Batería de litio recargable de 7V/1500mAh

### Dimensiones del producto

4" x 3" x 1 7/8"  
(104 mm x 75 mm x 45 mm)

### Peso del producto

134 g / 1/3 lb

### Garantía

Garantía limitada de 2 años con el fabricante

### Básculas compatibles con BTPRINTERKIT-01 \*

Serie 498  
Serie 500  
Serie 502  
Serie 522  
524KL  
Serie 553  
Serie 565  
Serie 1100  
Serie 1110  
Serie 2000  
Serie 2101  
Serie 2210KL-AM  
Serie 2210KL4-AM  
Serie 2400  
Serie 2500  
Serie 2600  
Serie 2610  
Serie 2620  
Serie 2650  
Serie 2700  
Serie 2900KL-AM  
Serie 2920KL-AM  
Serie 3001KL-AM  
Serie 3001KL-AMX  
Serie 3105KL-AM

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

\*BTPRINTERKIT-01 no es compatible con básculas versión BT que ya se encuentran en circulación. La lista de básculas compatibles se refiere a básculas de versión nueva y actual. Para recibir asistencia con básculas compatibles, así como soluciones de conectividad, o básculas que ya están en el campo, contacte a Servicio al Cliente al número 800-815-6615 para confirmar la compatibilidad.

# Health o meter®

P r o f e s s i o n a l

Health o meter® Professional BTPRINTERKIT-01

weigh**easier**®

Para conocer más, llame al número  
**1-800-815-6615** o visite la página  
**homscales.com**