

LA 2620KL

BÁSCULA DIGITAL PARA SILLA DE RUEDAS CON RAMPAS DOBLES Y PLATAFORMA EXTRAGRANDE, COMPATIBLE CON ADA*

La completamente digital 2620KL está diseñada con elementos de seguridad para asegurar una experiencia de pesaje cómoda para los pacientes en silla de ruedas. En cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), las dobles rampas cuentan con un índice de pendiente de 1:8. las rampas y la plataforma extra grande de 32" x 40" cuentan con protectores de borde de 2" que previene caídas de la silla, así como una cinta antiderrapante en las rampas para brindar seguridad adicional. La plataforma es plegable para facilidad de almacenamiento, y las ruedas giratorias integradas se incluyen para mayor conveniencia y movilidad. La báscula tiene una capacidad de peso de hasta 1,000 libras (454 kilogramos). Diseñada para cumplir con los estándares de la Junta de Acceso de Estados Unidos, la 2620KL es ideal para consultorios, hospitales, clínicas, así como centros de cuidado intensivo o de largo plazo. Adicionalmente, cuenta con un teclado antimicrobiano, una pantalla giratoria con rotación de 180° y una plataforma antiderrapante de gran tamaño.

La báscula cuenta con una pantalla a color de alto contraste con funciones amigables con el usuario, como IMC, retención/liberación, volver a pesar, memoria, cero, KG/LB, tara y pretara. La función Everlock® fija de forma permanente la unidad de pesaje (LB o KG). Con una interfaz USB, se integra eficientemente con sistemas de EMR y se conecta a dispositivos por medio de las Soluciones de Conectividad de Health o meter® Professional.



La báscula para silla de ruedas 2620KL está diseñada para cumplir con los estándares de las Juntas de Acceso de Estados Unidos: Los centros de atención médica operados por gobiernos estatales y locales, conocidos también como entidades públicas, deberán cumplir con los Estándares para Equipo de Diagnóstico Médico para Equipo de Diagnóstico Médico Accesible, exigidos por el Departamento de Justicia.

- Plataforma de 32" de largo x 40" de ancho
- Protector de borde de 2" en la plataforma
- Protectores de borde de 2" en las rampas
- Pendiente de 1:8

Revisado para cumplimiento con la ADA y
Certificado Platino por Corada

Health o meter®
Professional

Health o meter® Professional 2620KL



REVIEWED FOR ADA COMPLIANCE
CERTIFICATION Nº 4477888

HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números de nuestra báscula, no es de sorprender que la 2620KL ofrezca una experiencia de pesaje segura y accesible.

100%
COMPATIBLE CON ADA

PROTECTORES DE
BORDE DE **2"** EN LAS
RAMPAS Y LA PLATAFORMA

PLATAFORMA DE BAJO
PERFIL DE **32" X 40"**

PENDIENTE
DE **1:8**

LA MARCA **#1** EN
CONFIANZA

weigh**easier**®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

1000 lb / 454 kg

Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

Conectividad EMR

Por medio de USB o tecnología inalámbrica
Pelstar® opcional

Pantalla

Tamaño de los dígitos: 3/8" / 10 mm
Tamaño de la pantalla: Pantalla TFT-LCD a color
de alto contraste de 2 3/4" x 1 1/2"

Fuente de alimentación

Adaptador de 100-240V (ADPT30)
incluido, 6 baterías D no incluidas

Funciones

Conversión entre LB/KG
Fijación de LB/KG
IMC
Cero
Tara
Pretara
Retención/liberación
Volver a pesar
Memoria
Cero automático
Apagado automático
Hora/fecha
Tiempo de apagado automático variable
Opción de sonido apagado/encendido
Función de pesaje padre/hijo
Everlock®

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)

40" x 32 1/4" x 1 7/8"
(1016 mm x 819 mm x 48 mm)

Tamaño de la rampa

32 1/4" x 16"
(819 mm x 406 mm)

Tamaño de los protectores de borde (largo x ancho x alto)

40" x 1/8" x 2"
(1016 mm x 3 mm x 51 mm)

Dimensiones del producto

71 1/2" x 45 1/8" x 48 3/4"
(1816 mm x 1147 mm x 1238 mm)

Dimensiones del producto

(plegado)
71 1/2" x 9 1/2" x 53"
(1816 mm x 241 mm x 1346 mm)

Peso del producto

126 lb / 57 kg

Portabilidad

4 ruedas (2 ruedas giratorias)
para facilidad de movimiento

Garantía

Garantía limitada de 2 años con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
2620KL	Báscula digital para silla de ruedas con rampas dobles y plataforma extragrande, compatible con ADA, LB y KG*
2620KG	Báscula digital para silla de ruedas con rampas dobles y plataforma extragrande, compatible con ADA, sólo KG*
SS-2620KL	Garantía extendida ScaleSurance® de 2 años para básculas de la serie 2620*
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo para reemplazo o refacción
PLUGSET30	Adaptador para usar la báscula fuera de Norteamérica
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

La báscula incluye además capacidad de conectividad. Consulte las opciones de conectividad en la página hom scales.com/ConnectivitySolutions

Para conocer más, llame al número

1-800-815-6615 o visite

hom scales.com/2620KL



La plataforma es plegable para facilidad de
movilidad y almacenamiento

Health o meter®
Professional



*ADA: Ley de EE.UU. para Personas con Discapacidades
No disponible en todos los países.