

weigh**easier**®



Health o meter®

P r o f e s s i o n a l

Catálogo de productos

Health o meter®

P r o f e s s i o n a l

Por qué elegirnos

weigh**easier**®

Lo que distingue a las Básculas Health o meter® Professional es que todo lo que hacemos, desde el diseño de nuestros productos hasta el soporte técnico que brindamos, se hace pensando en nuestros clientes. Cada decisión y cada respuesta está basada en preguntar antes que nada: **¿Qué le facilitará el pesaje a nuestro cliente?** Ya sea que el cliente sea un médico, sistema de salud, distribuidor o equipo de venta.

Marca de Básculas Médicas No #1 en Norteamérica

Health o meter® ha sido una marca de confianza desde 1919. Actualmente, Health o meter® Professional es el líder en el mercado en Estados Unidos y la marca con mayor crecimiento en Básculas Médicas.*

Ofrecemos:

- Productos de alta calidad que sirven a toda la gama de la atención médica
- La mayor red de representantes de campo calificados en la industria
- Teléfono directo de Soporte Técnico sin costo con asesores de atención a clientes con base en Estados Unidos
- Envíos rápidos y velocidad de resurtido líder en la industria
- Programas de estandarización
- Evaluación de productos sin costo

Enfocados al 100% en la atención médica

Debido a que todo lo que hacemos es brindar soporte al mercado de la atención médica, comprendemos el impacto de la reforma en la atención médica, Compras en base al valor y otras iniciativas específicas de la industria. Comprendemos que los proveedores están saturados con la atención al paciente y se enfocan en operar de manera eficiente y poniendo especial atención en los costos. Nos preocupamos por la seguridad del paciente, la eficiencia de la cadena de suministro y la normalización de la tecnología, ya que estos son aspectos que preocupan a nuestros clientes. En Health o meter® Professional, diseñamos nuestros productos para ayudar a pacientes y proveedores y las instituciones que los atienden.

Productos diseñados en Estados Unidos

Los ingenieros y especialistas en diseño de productos ubicados en Estados Unidos de Health o meter® Professional diseñan dispositivos con un alto valor, y una alta calidad para usuarios alrededor del mundo.

Calificado como el No #1 por distribuidores médicos y profesionales de la salud

* Conforme al informe de Datos de Distribución de Suministros Médicos el Estados Unidos de Clarivate.

contenido contenido



Productos de Manejo
Seguro del Paciente
y Prevención de
Lesiones por Presión

02

Garantía extendida
ScaleSurance®

03

Soluciones de
conectividad

04-55

Productos

- ▲ De pie
- ▲ De composición corporal
- ▲ Pediátricas
- ▲ Silla de ruedas / silla /
multiusos
- ▲ Especialidad
- ▲ Cuidado profesional en el hogar
- ▲ Medición de altura
- ▲ Accesorios
- ▲ Calibrador automatizado

56

Glosario

Símbolos

57

Soporte a nivel mundial

CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2015
ISO 13485:2016



Programa de garantía extendida

Las Básculas Health o meter® Professional ofrece una garantía extendida que protege la inversión en básculas de los centros médicos. Este programa extiende la Garantía Limitada estándar disponible con productos selectos de Health o meter® Professional.

Beneficios de la garantía extendida:

- Tranquilidad frente a dificultades financieras debido a costos inesperados por reemplazo de equipos
- Rápido reemplazo del producto, incluyendo envío de salida sin costo
- Cobertura sin complicaciones proporcionada por el fabricante, no por una empresa externa de garantía
- Interacción inmediata y en vivo con especialistas del producto para la solución de problemas, diagnóstico o asistencia de registro médico electrónico (RME)

¡A una fracción del costo de compra de una báscula nueva!

Datos adicionales:

- Puede comprarse con una báscula nueva o para una báscula existente antes de que expire la garantía actual.
- Disponible en básculas y estadímetros digitales de Health o meter® Professional con una garantía limitada de 2 años, así como en la báscula de composición corporal G6

**Para obtener mayor información, ingrese a la página web:
www.hom scales.com/scalesurance**

Programa no disponible en todos los países

Para contratar una garantía extendida o para obtener mayor información, contacte a su distribuidor de suministros médicos hoy mismo.

Soluciones de conectividad

Health o meter® Professional ofrece soluciones de conectividad que transmiten mediciones del peso, altura e índice de masa corporal (IMC) a dispositivos de signos vitales, PCs y sistemas de RME. La transferencia automática de datos reduce errores de transcripción y es la forma más rápida y sencilla de capturar la información del paciente. La conectividad del dispositivo es una herramienta importante para mejorar la eficiencia del flujo de trabajo de un centro de atención médica, la seguridad del paciente y los esfuerzos de cumplimiento de RME.

Nuestras soluciones de conectividad de arquitectura abierta y no propietarias están diseñadas para una integración universal con cualquier dispositivo o empresa de registros médicos electrónicos (RME) que desee establecer interfaces directas entre nuestras básculas y sus sistemas. Trabajaremos con cualquier empresa de RME a solicitud de nuestros clientes para facilitar interfaces directas con sus sistemas. Nuestra compatibilidad se extiende a diversos sistemas, incluyendo:



Las siguientes soluciones están disponibles para conectar las Básculas digitales Health o meter® Professional con dispositivos de signos vitales, PCs y sistemas de RME:

Básculas versión BT con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada

Estas básculas cuentan con un módulo inalámbrico interno instalado de fábrica, así que no es necesario conectar hardware externo a la báscula. Para centros que desean conectarse a los siguientes dispositivos Welch Allyn® Connex®: Monitor Spot Connex®, Monitores de signos vitales Connex® y Sistemas de pared integrados Connex®.

BTKIT-01

El kit de actualización inalámbrica está diseñado para básculas digitales Health o meter® Professional compatibles y permite a los médicos agregar conectividad inalámbrica a su báscula nueva o ya existente. Este kit de actualización inalámbrica es para centros que desean conectarse a los siguientes dispositivos Welch Allyn® Connex®: Monitor Spot Connex®, Monitores de Signos Vitales Connex® y Sistemas de pared integrados Connex®.

BTKIT-03

El kit de actualización inalámbrica está diseñado para básculas digitales Health o meter® Professional compatibles y permite a los médicos agregar conectividad inalámbrica a su báscula nueva o ya existente. Este kit de actualización inalámbrica está diseñado para centros que desean conectarse a dispositivos preaprobados y PCs Windows® o Linux®. Los dispositivos preaprobados incluyen a Edan iM3, Monitores de Signos Vitales MDPro 2500 y la Estación de Diagnóstico Schiller DS20.

BTKIT-100

El kit de actualización inalámbrica está diseñado para Básculas digitales Health o meter® Professional compatibles y permite a los médicos agregar conectividad inalámbrica a su báscula nueva o ya existente. Este kit de actualización inalámbrica está pensado para centros que desean conectarse a dispositivos preaprobados y aplicaciones de Windows® o Linux®. Los dispositivos preaprobados incluyen la IoMT eConnect Box de Ceiba Healthcare, que puede conectarse a varios sistemas de EMR, incluyendo Epic® y Cerner®.

**Para obtener mayor información, ingrese a la página web:
www.homscales.com/ConnectivitySolutions**



De pie



El accesorio opcional de barandal HB500 puede instalarse en su báscula 500KL, 500KG, 500KL-BT y 500KG-BT nueva o ya existente.

Alimentación: 6 baterías AA incluidas, adaptador de 100-240V (no incluido)

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, IMC, Cero, Tara, Pretara, Retención / Liberación, Cero automático, Apagado automático, Volver a pesar, Memoria, Función de pesaje de padres e hijos, Tiempo variable de apagado automático, Opción de sonido encendido / apagado, Habilidad de visualización de unidad con la unidad de medida fijada, Everlock®

Ruedas: 2 ruedas, con distancia entre ejes de 8" de ancho
Conectividad: tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

★ LIDER EN VENTAS

500KL



Videos y Mas!

BÁSCULA DIGITAL A NIVEL DE LA VISTA

La 500KL es la báscula médica número 1 en ventas en Norteamérica. Con un estadímetro integrado, la báscula mejora el flujo de trabajo, midiendo el peso y la altura y calculando el índice de masa corporal sin necesidad de mover al paciente. El barandal opcional proporciona estabilidad para mantener seguros tanto a los pacientes como a los cuidadores.

Estadímetro integrado: El estadímetro de fácil uso proporciona mediciones de altura de 30" a 84 1/4" / 76 cm a 214 cm.

Calcula el IMC: Las funciones de la báscula incluyen la capacidad de calcular el IMC del paciente.

Compatible con RME: por medio de la tecnología inalámbrica Pelstar® opcional.

Plataforma de bajo perfil a prueba de abolladuras/óxido: La plataforma antiderrapante requiere un esfuerzo mínimo para subirse a la misma, lo que brinda al paciente una experiencia de pesaje cómoda y estable.



Capacidad	Resolución	Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)
-----------	------------	--

660 lb / 300 kg	0.2 lb / 0.1 kg	13 3/4" x 16 1/2" x 2 3/8" 349 mm x 419 mm x 60 mm
-----------------	-----------------	---

Estadímetro	Estadímetro Graduación	Pantalla
-------------	------------------------	----------

30" a 84 1/4" 76 cm a 214 cm	1/8" / 1 mm	LCD de 1" / 25 mm
---------------------------------	-------------	-------------------

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
500KG	Báscula únicamente en kilogramos
500KLHB	500KL con barandal incluido
500KLAD	500KL con adaptador incluido
500KGAD	500KG con adaptador incluido
500KL-BT	500KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
500KG-BT	500KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
500HB	Accesorio de barandal opcional para básculas de la serie 500
SS-500KL	Garantía extendida de 2 años
ADPT31	Adaptador para básculas de la serie 500
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

502KL



Videos y Mas!

BÁSCULA DIGITAL DE ATENCIÓN PRIMARIA
CON ESTADÍMETRO DIGITAL



El miembro más nuevo de básculas médicas No. 1 en ventas en Norteamérica. Con un estadímetro digital líder en el mercado integrado, la báscula ayuda a la eficiencia del flujo de trabajo midiendo el peso y la altura, y calculando el índice de masa corporal sin necesidad de mover al paciente. El barandal opcional proporciona estabilidad para mantener seguros tanto a los pacientes como a los cuidadores.

Estadímetro digital integrado: El estadímetro de fácil uso proporciona un rango de medición completo de 11 ¾" a 79 ½" / 30cm a 202cm y un rango digital de 3ft 11.2" a 6ft 7.5" / 120cm a 202cm.

Calcula el IMC: Las funciones de la báscula incluyen la capacidad de calcular el IMC del paciente.

Compatible con RME: por medio de la tecnología inalámbrica Pelstar® opcional.

Plataforma de bajo perfil a prueba de abolladuras/óxido: La plataforma antiderrapante requiere un esfuerzo mínimo para subirse a la misma, lo que brinda al paciente una experiencia de pesaje cómoda y estable.



Capacidad: 660 lb / 300 kg

Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto):

13 ¾" x 16 ½" x 2 ¾"

349 mm x 419 mm x 60 mm

Pantalla: LCD de 1" / 25 mm

Conectividad: tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Ruedas: 2 ruedas, distancia entre ejes de 8" de ancho

Alimentación:

6 baterías AA incluidas, adaptador de 100-240V (no incluido)

Estadímetro digital:

3ft 11.2" a 6ft 7.5" / 120 cm a 202 cm

Resolución: 1 mm / 0.1"

Estadímetro mecánico:

11 ¾" a 79 ½" / 30 cm a 202 cm

Graduación: 1/16"/1 mm

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, IMC, Cero, Tara, Pretara, Retención / Liberación, Cero automático, Apagado automático, Volver a pesar, Memoria, Función de pesaje de padres e hijos, Tiempo variable de apagado automático, Opción de sonido encendido / apagado, Habilitación de visualización de unidad con la unidad de medida fijada, Everlock®

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
502KG	Báscula únicamente en kilogramos
502KL-BT	502KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
502KG-BT	502KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
500HB	Accesorio de barandal opcional para básculas de la serie 502
SS-502KL	Garantía extendida de 2 años
ADPT31	Adaptador para básculas de la serie 502
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

El accesorio opcional de barandal 500HB puede instalarse en su báscula modelo 502KL, 502KG, 502KL-BT y 502KG-BT nueva o ya existente.



499KL

BÁSCULA DIGITAL A LA ALTURA DE LA CINTURA



La 499KL cuenta con una pantalla fácil de leer a la altura de la cintura y la báscula es una opción atractiva y resistente para utilizar en consultorios médicos. Con un estadímetro y barandal opcional, la 499KL es una opción económica para casi cualquier entorno.

Capacidad: 460 lb / 209 kg

Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto):

13 3/4" x 16 1/2" x 2 3/8"

349 mm x 419 mm x 60 mm

Pantalla: LCD de 1" / 25 mm

Ruedas: 2 ruedas, distancia entre ejes de 8" de ancho

Opciones y accesorios:

Alimentación: 6 baterías AA incluidas, adaptador de 100-240V (no incluido)

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, IMC, Cero, Tara, Retención / Liberación, Cero automático, Apagado automático, Función de pesaje de padres e hijos, Everlock®

Modelo	Descripción
499KG	Báscula únicamente en kilogramos
499KLHR	499KL con estadímetro incluido
499KGHR	499KG con estadímetro incluido
499KLAD	499KL con adaptador incluido
499KGAD	499KG con adaptador incluido
499KLHRAD	499KL con estadímetro y adaptador incluidos
499KGHRAD	499KG con estadímetro y adaptador incluidos
499HB	Accesorio de barandal opcional para básculas de la serie 499
SS-499KL	Garantía extendida de 2 años
499KLROD	Estadímetro para básculas de la serie 499, 11 7/8" - 84"/30 cm - 213 cm
ADPT31	Adaptador para básculas de la serie 499



599KL

BÁSCULA DIGITAL A LA ALTURA DE LA CINTURA DE USO RUDO



Ideal para consultorios y clínicas con espacio reducido, la 599KL tiene una gran capacidad con pantalla a la altura de la cintura que puede girar 350°.

Para los proveedores que deseen medir la altura, ofrecemos un estadímetro opcional.

Capacidad: 660 lb / 300 kg

Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto):

14 1/4" x 14 1/4" x 2 5/8"

362 mm x 362 mm x 67 mm

Pantalla: LCD de 1" / 25 mm, giro de 350°

Conectividad: USB, tecnología inalámbrica
Pelstar opcional

Opciones y accesorios:

Ruedas: 2

Alimentación:

Adaptador para 100-240V incluido, 6 baterías C (no incluidas)

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, IMC, Cero, Tara, Retención / Liberación, Cero automático, Apagado automático, Función de pesaje de padres e hijos

Modelo	Descripción
599KG	Báscula únicamente en kilogramos
599KLHR	599KL con estadímetro incluido
599KGHR	599KG con estadímetro incluido
SS-599KL	Garantía extendida de 2 años
499KLROD	Estadímetro para 599KL, 11 7/8" - 84"/30 cm - 213 cm
ADPT50	Adaptador incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción



500KI



ING YOUR WEIGHT
OR YOU?
ward to keep
weight you've lost?
Waist matters

col
know
prev
treat



600KL

BÁSCULA DIGITAL A LA ALTURA DE LA VISTA DE USO RUDO CON ESTADÍMETRO DIGITAL

Mejore el flujo de trabajo con esta báscula para consultorio de primera línea. El estadímetro digital integrado elimina la necesidad de ingresar manualmente la altura para calcular el IMC. La pantalla giratoria de 350° permite la visualización a la altura del paciente y la privacidad del mismo.

Compatible con RME: La báscula se conecta a una computadora, software de RME u otro dispositivo electrónico a través de Soluciones de Conectividad de Health o meter® Profesional.

Calcula automáticamente el peso, altura e IMC: Mejore la eficiencia y precisión de las mediciones de los signos vitales.

Estadímetro digital integrado: El estadímetro digital fácil de usar de última generación proporciona mediciones de 23 5/8" a 88" / 60 cm a 222 cm.

Diseño patentado: El diseño patentado de la 600KL proporciona una interfaz intuitiva y fácil de usar para medir el peso, altura e IMC del paciente con una cómoda pantalla giratoria.



Capacidad	Resolución	Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)
660 lb / 300 kg	0.2 lb / 0.1 kg	14 1/4" x 14 1/4" x 2 5/8" 362 mm x 362 mm x 67 mm

Estadímetro	Estadímetro Resolución	Pantalla
23 5/8" a 88" 60 cm a 222 cm	0.1" / 0.1 cm	LCD de 1" / 25 mm Giro de 350°

Alimentación: Adaptador de 100-240V incluido, 6 baterías C (no incluidas)

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, IMC, Cero, Tara, Retención / Liberar, Cero Automático, Apagado automático, Función de pesaje de padres e hijos

Ruedas: 2 **Conectividad:** USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
600KG	Báscula únicamente en kilogramos
600KL-BT	600KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
600KG-BT	600KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
ADPT50	Adaptador incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción
SS-600KL	Garantía extendida de 2 años

498KL

BÁSCULA DIGITAL CON PANTALLA REMOTA



La 498KL es una opción versátil para casi cualquier entorno clínico. Su portabilidad y pantalla remota permiten mover la báscula de un lugar a otro.

Capacidad: 660 lb / 300 kg

Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto):

13 3/4" x 16 1/2" x 2 3/8"

349 mm x 419 mm x 60 mm

Pantalla: LCD de 1" / 25 mm

Conectividad: opcional Pelstar® opcional

Alimentación: 6 baterías AA incluidas, adaptador de 120V (no incluido)

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, IMC, Cero, Tara, Pretara, Retención / Liberación, Volver a pesar, Cero automático, Apagado automático, Función de pesaje de padres e hijos, Tiempo variable de apagado automático, Opción de sonido encendido / apagado, Habilitación de visualización de unidad con la unidad de medida fijada, Everlock®

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
498KG	Báscula únicamente en kilogramos
498KLAD	498KL con adaptador incluido
SS-498KL	Garantía extendida de 2 años
ADPT31	Adaptador para 498KL
64771	Estuche de transporte para 498KL
BT-PRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica



Estadímetros opcionales, consulte la página 48

752KL

BÁSCULA DIGITAL DE PANTALLA REMOTA DE USO RUDO



Con una alta capacidad de 660 lb, la 752KL es un gran complemento para pesar a pacientes bariátricos ambulatorios. La pantalla remota y la base portátil facilitan mover la báscula a cualquier lugar que se requiera.

Capacidad: 660 lb / 300 kg

Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto):

14 1/4" x 14 1/4" x 2 5/8"

362 mm x 362 mm x 67 mm

Pantalla: LCD de 1" / 25 mm

Conectividad: USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Alimentación: Adaptador de 100-240V incluido, 6 baterías de celda C (no incluidas)

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, IMC, Cero, Tara, Retención / Liberación, Cero automático, Apagado automático, Función de pesaje de padres e hijos

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
752KG	Báscula únicamente en kilogramos
SS-752KL	Garantía extendida de 2 años
ADPT50	Adaptador incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción
64771	Estuche de transporte para 752KL



Estadímetros opcionales, consulte la página 48

★ LIDER EN VENTAS

349KLX



BÁSCULA DIGITAL DE PISO

La 349KLX es una báscula con altas ventas que puede utilizarse en una gran variedad de ubicaciones, desde consultorios hasta clínicas y atención a domicilio. Los usuarios pueden colocar la pantalla remota en el sitio que más les facilite la lectura del peso. La pequeña superficie de la báscula la convierte además en una excelente opción para clubes de pérdida de peso y uso doméstico.

Plataforma de bajo perfil: La baja altura de la plataforma ofrece al paciente una experiencia de pesaje cómoda y estable.

Pantalla remota: La pantalla remota proporciona versatilidad con la capacidad de instalarse en una pared o colocarse sobre una mesa.

Alimentación: 6 baterías AA incluidas, Adaptador de 120V (no incluido)

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, Cero, Tara, Retención / Liberación, Volver a pesar, Cero automático, Apagado automático, Tiempo variable de apagado automático, Función de pesaje de padres e hijos, Habilidad de visualización de unidad con la unidad de medida fijada, Habilitar / deshabilitar la retroiluminación de la pantalla con 4 niveles de intensidad, Everlock®

Capacidad	Resolución	Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)
400 lb / 180 kg	0.2 lb / 0.1 kg	12 ½" x 12" x 1 ⅞" 318 mm x 305 mm x 48 mm

Pantalla

LCD de 1" / 25 mm

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
349KGX	Báscula únicamente en kilogramos
349KLXAD	349KLX con adaptador incluido
SS-349KLX	Garantía extendida de 2 años
ADPT40	Adaptador para la 349KLX
64771	Estuche de transporte para la 349KLX

Estadímetros opcionales, consulte la página 48

30001KL-AM



★ LIDER EN VENTAS

3001KL-AM Y 3001KL-AMX

Estadímetros digitales
y mecánicos opcionales
disponibles



BÁSCULA DE PLATAFORMA DIGITAL ANTIMICROBIANA

Siendo increíblemente resistentes, estas básculas de plataforma cuentan con patas y ruedas diseñadas especialmente para soportar el uso frecuente y el movimiento regular. El recubrimiento antimicrobiano del barandal, asa de transporte y teclado ayudan a reducir la propagación de microbios dañinos. La 3001KL-AMX ofrece un barandal extendido que brinda soporte adicional y ayudan a los pacientes a mantener el equilibrio al subir a la plataforma.

Compatible con RME: La báscula se conecta con una computadora, Software de RME u otro dispositivo electrónico a través de las Soluciones de Conectividad de Health o meter® Profesional.

Prevención de Infecciones: El recubrimiento antimicrobiano en polvo iónico de plata suprime el crecimiento de bacterias y ayuda a proteger contra la contaminación cruzada.

Prevención de caídas: El barandal "inteligente" cuenta con una avanzada tecnología que le permite al paciente sujetarse para mantener la estabilidad mientras la báscula calcula el peso con precisión.

Plataforma de bajo perfil: Requiere un esfuerzo mínimo para subirse a la plataforma, lo que ofrece al paciente una experiencia de pesaje cómoda y estable.

Durabilidad: La cómoda asa de transporte permite al usuario mover fácilmente la báscula a donde se requiera dentro de las instalaciones. Sus resistentes ruedas permiten una portabilidad fácil y sencilla.



3001KL-AMX
BÁSCULA DE PLATAFORMA
DIGITAL ANTIMICROBIANA
CON BARANDAL EXTENDIDO



Capacidad	Resolución	Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)
-----------	------------	---

1000 lb / 454 kg	0.2 lb / 0.1 kg	22" x 15 3/4" x 2 5/8" 559 mm x 400 mm x 67 mm
------------------	-----------------	---

Pantalla

Tamaño de los dígitos: 3/8" / 10 mm,

Tamaño de la pantalla: TFT-LCD a color de alto contraste de 2 3/4" x 1 1/2"

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
3001KG-AM	Báscula ensamblada únicamente en kilogramos
3001KL-AM-BT	3001KL-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
3001KG-AM-BT	3001KG-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
3001KL-AMHR	3001KL-AM con estadímetro mecánico
3001KG-AMHR	3001KG-AM con estadímetro mecánico
3001KL-AMX	Báscula ensamblada con barandal extendido
3001KG-AMX	3001KL-AMX únicamente en kilogramos
245EHR-3001	Estadímetro digital para 3001KL-AM y 3001KG-AM
3001HR	Estadímetro mecánico para 3001KL-AM y 3001KG-AM
SS-3001KL-AM	Garantía extendida de 2 años
SS-3001KL-AMX	Garantía extendida de 2 años
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

Alimentación: 100-240V

adaptador incluido, 6 baterías D (no incluidas)

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, IMC, Cero, Tara, Pretara, Retención / Liberación, Memoria, Volver a pesar, Cero automático, Apagado automático, Hora / Fecha, Tiempo de variable apagado automático, Opción de sonido encendido / apagado, Función de pesaje de padres e hijos, Everlock®

Ruedas: 2

Conectividad: USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

★ LIDER EN VENTAS

1100KL

Estadímetros digitales y mecánicos opcionales disponibles



Alimentación: 100-240V adaptador ADPT30 (incluido), 6 baterías D (no incluidas)

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, IMC, Cero, Tara, Pretara, Retención / Liberación, Memoria, Volver a pesar, Cero automático, Apagado automático, Hora / Fecha, Tiempo de variable apagado automático, Opción de sonido encendido / apagado, Función de pesaje de padres e hijos, Everlock®

Ruedas: 2 **Conectividad:** USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

BÁSCULA DE PLATAFORMA DIGITAL CON BARANDAL EXTRA ANCHO

Esta báscula de plataforma, certificada conforme a la ADA, soporta hasta 454 kilogramos y ofrece pasamanos "activos" en ambos lados de la plataforma antideslizante de perfil bajo, proporcionando una experiencia de pesaje estable y cómoda para pacientes de cualquier tamaño. El teclado cuenta con protección antimicrobiana. Ideal para cualquier tipo de centro, incluida de atención primaria, rehabilitación u hospitales.

Prevención de caídas: El barandal "inteligente" cuenta con una avanzada tecnología que le permite al paciente sujetarse para mantener la estabilidad mientras la báscula calcula el peso con precisión.

Plataforma de bajo perfil: Requiere un esfuerzo mínimo para subirse a la plataforma, lo que ofrece al paciente una experiencia de pesaje cómoda y estable.

Compatible con RME: La báscula se conecta con una computadora, Software de RME u otro dispositivo electrónico a través de las Soluciones de Conectividad de Health o meter® Profesional.

Cumple con los estándares MDE: Plataforma antideslizante, soportes de pasamanos en ambos lados de la plataforma, y altura del pasamanos desde la plataforma entre 34" (mínimo) y 38" (máximo).



Capacidad	Resolución	Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)
1000 lb / 454 kg	0.2 lb / 0.1 kg	22" x 15 3/4" x 2 1/2" 559 mm x 400 mm x 64 mm

Pantalla

Tamaño de los dígitos: 3/8" / 10 mm,

Tamaño de la pantalla: TFT-LCD a color de alto contraste de 2 3/4" x 1 1/2"

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
1100KG	Báscula únicamente en kilogramos
1100KL-BT	1100KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
1100KG-BT	1100KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
1100KLHR	1100KL con estadímetro mecánico incluido
1100KGHR	1100KG con estadímetro mecánico incluido
1100KL-EHR	1100KL con estadímetro digital incluido
1100KL-BT-EHR	1100KL-EHR con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
245EHR-1100	Estadímetro digital para básculas de la serie 1100
PROPLUSROD	Estadímetro mecánico para básculas de la serie 1100
SS-1100KL	Garantía extendida de 2 años
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción
BTPRINTERTKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

2101KL

BÁSCULA DIGITAL DE PLATAFORMA



Estadímetros digitales y mecánicos opcionales disponibles



REVIEWED FOR ADA COMPLIANCE
CERTIFICATION Nº 5849459

Esta báscula bariátrica certificada conforme a la ADA cuenta con pasamanos "activos" en ambos lados de la plataforma, que permiten al paciente sujetarse para mayor estabilidad mientras se toma un peso preciso. El teclado cuenta con protección antimicrobiana. Adecuado para su uso en consultorios, cuidado a largo plazo, hospitales o cualquier lugar donde haya espacio adecuado para el dispositivo.

Capacidad: 1000 lb / 454 kg

Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto): 26" x 22" x 2 3/8"

660 mm x 559 mm x 60 mm

Pantalla: Tamaño de los dígitos: 3/8" / 10 mm, Tamaño de la pantalla: Pantalla TFT-LCD a color de alto contraste de 2 3/4" x 1 1/2"

Conectividad: USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Alimentación: Adaptador de 100-240V incluido, 6 baterías D (no incluidas)

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, IMC, Cero, Tara, Pretara, Retención / Liberación, Memoria, Volver a pesar, Cero automático, Apagado automático, Hora / Fecha, Tiempo variable de apagado automático, Opción de sonido encendido / apagado, Función de pesaje de padres e hijos, Everlock®

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
2101KG	Báscula únicamente en kilogramos
2101KL-BT	2101KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2101KG-BT	2101KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2101KLHR	2101KL con estadímetro mecánico incluido
2101KGHR	2101KG con estadímetro mecánico incluido
245EHR-2101	Estadímetro digital para básculas de la serie 2101
STROD	Estadímetro mecánico para básculas de la serie 2101
SS-2101KL	Garantía extendida de 2 años
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción
BTPRINTRKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica



1110KL

BÁSCULA DIGITAL DE ALTA CAPACIDAD CON BASE DE GRAN TAMAÑO Y PANTALLA REMOTA



Los Accesorios opcionales incluyen barandal y un estadímetro digital o mecánico

Una báscula digital remota versátil de alta capacidad diseñada para personalizarse para pesar a cualquier paciente, en cualquier centro médico. El teclado cuenta con protección antimicrobiana.

Capacidad: 1000 lb / 454 kg

Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto): 22" x 15 3/4" (ancho) x 2 5/8"
559 mm x 597 mm x 121 mm

Pantalla: Tamaño de los dígitos: 3/8" / 10 mm, Tamaño de la pantalla: Pantalla TFT-LCD a color de alto contraste de 2 3/4" x 1 1/2"

Conectividad: Vía USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Alimentación: Adaptador (ADPT30) de 100-240V incluido, 6 baterías D (no incluidas)

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, IMC, Cero, Tara, Pretara, Retención/ Liberación, Memoria, Volver a pesar, Cero automático, Apagado automático, Hora / Fecha, Tiempo variable de apagado automático, Opción de sonido encendido / apagado, Función de pesaje de padres e hijos, Everlock®

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
1110KG	Báscula únicamente en kilogramos
1110KL-BT	1110KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
1110KG-BT	1110KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
1110HB	Barandal para básculas de la serie 1110
245EHR-1110	Estadímetro digital para básculas de la serie 1110 (debe tener una 1110HB)
201HR-1110	Estadímetro mecánico para básculas de la serie 1110
SS-1110KL	Garantía extendida de 2 años
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción
BTPRINTRKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica





3105KL-AM

★ LIDER EN VENTAS

3105KL-AM



Estadímetros digitales y mecánicos opcionales disponibles



3105KL-AM

BÁSCULA DE PLATAFORMA
ANTIMICROBIANA DE TRABAJO PESADO

La 3105KL-AM cuenta con un resistente e innovador diseño con características de seguridad y movilidad mejoradas, con un barandal "inteligente" que permite al paciente sujetarse para mayor estabilidad, mientras que la báscula calcula el peso de manera precisa. La plataforma de perfil bajo requiere un mínimo esfuerzo para subirse, lo que ofrece al paciente una experiencia de pesaje cómoda y estable.

Características de Seguridad: Plataforma de perfil bajo, barandal "inteligente", protección antimicrobiana en la pantalla, teclado, asa de transporte, barandal, cuerpo y placa de apoyo, y un innovador diseño que elimina lugares donde se acumulen suciedad y contaminantes.

Portabilidad: 2 ruedas que se deslizan con facilidad y un asa de fácil sujeción que facilitan el transporte de una habitación a otra.

Compatible con RME: La báscula se conecta con una computadora, Software de RME u otro dispositivo electrónico a través de las Soluciones de Conectividad de Health o meter® Profesional.



Capacidad	Graduación	Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)
1000 lb / 454 kg	0.2 lb / 0.1 kg	19 3/4" x 21 1/4" x 2 1/8" 502 mm x 540 mm x 54 mm

Pantalla

Tamaño de los dígitos: 3/8" / 10 mm,

Tamaño de la pantalla: Pantalla TFT-LCD a color de alto contraste de 2 3/4" x 1 1/2"

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
3105KG-AM	Báscula únicamente en kilogramos
3105KL-AM-BT	3105KL-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
3105KG-AM-BT	3105KG-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
245EHR-3105	Estadímetro digital para básculas de la serie 3105KL-AM
201HR-3105	Estadímetro mecánico para básculas de la serie 3105KL-AM
SS-3105KL-AM	Garantía extendida de 2 años
ADPT30	Adaptador para básculas de la serie 3105KL-AM
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

Alimentación: 6 baterías D, adaptador de 100-240V (ADPT30) no incluido

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB/ KG, IMC, Cero, Tara, Pretara, Retención / Liberación, Memoria, Volver a pesar, Cero automático, Apagado automático, Hora / Fecha, Tiempo variable de apagado automático, Opción de sonido encendido / apagado, Función de pesaje de padres e hijos, Everlock®

Conectividad: USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional



★ LIDER EN VENTAS

402KL

BÁSCULA MECÁNICA

La báscula clásica para médicos está construida con un marco de acero resistente y una columna con recubrimiento en polvo para evitar la oxidación. Incluye un conveniente estadímetro para que los médicos midan la altura y el peso en un solo lugar.

Estadímetro incluido: El estadímetro de fácil uso proporciona mediciones de altura de 11 7/8" - 84" / 30 cm - 213 cm. El tope móvil puede plegarse cuando no esté en uso.

Garantía limitada exclusiva de 10 Años: la garantía líder en la industria de Health o meter® Professional protege contra defectos de materiales o mano de obra.

Capacidad	Graduación	Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)
390 lb / 180 kg (Los contrapesos aumentan a 490 lb / 210 kg)	1/4 lb / 100 g	10 1/2" x 14" x 3 1/4" 267 mm x 356 mm x 83 mm
Estadímetro	Estadímetro Graduación	
11 7/8" a 84" 30 cm a 213 cm	1/8" x 1 mm	

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
402KLCW	402KL con contrapesos incluidos
402KLWH	402KL con ruedas incluidas
402KLWHCW	402KL con ruedas y contrapesos incluidos
402KG50	402KL con graduación de 50 gramos (pedido especial)
402LB	Báscula únicamente en libras (capacidad de 400 libras)
402LBWH	Báscula únicamente en LB con ruedas incluidas
402KG	Báscula únicamente en kilogramos (pedido especial)
55090	Contrapesos para la 402KL
55000	Soportes para ruedas para la 402KL, 402KG y 402LB

Funciones: Mide el peso en libras y kilogramos. Mide la altura en pulgadas y centímetros.

400KL

BÁSCULA MECÁNICA



Una báscula mecánica tradicional con una garantía de 10 años líder en la industria. Cuenta con un recubrimiento único dentro de la columna para evitar la oxidación cuando se usa en gimnasios, vestuarios y ambientes húmedos.

Capacidad: 390 lb / 180 kg
(Los contrapesos aumentan la capacidad a 490 lb / 210 kg)

Graduación: ¼ lb / 100 g

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto): 10 ½" x 14" x 3 ¼"
267 mm x 356 mm x 83 mm

Funciones: Mide el peso en libras y kilogramos.

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
400KLCW	Báscula con contrapesos incluidos
400KLWH	Báscula con ruedas incluidas
400KLWHCW	Báscula con ruedas y contrapesos incluidos
402KLROD	Estadímetro metálico opcional para la 400KL
55090	Contrapesos para la 400KL
55000	Soportes para ruedas para la 400KL

450KL

BÁSCULA MECÁNICA CON BARRAS DE EQUILIBRIO GIRATORIAS



La 450KL es la báscula mecánica de primera línea líder en el mercado en consultorios desde hace décadas. Las características especiales incluyen números de larga duración grabados en las barras de equilibrio giratorias (LB o KG) y contrapesos incluidos que aumentan la capacidad a 500 lb / 200 kg.

Capacidad: 500 lb / 200 kg (con contrapesos incluidos)

Graduación: ¼ lb / 100 g

Estadímetro:

23 ⅝" a 84" / 60 cm a 213 cm

Graduación del estadímetro: 1/8" x 1 mm

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto): 10 ½" x 14" x 3 ¼"
267 mm x 356 mm x 83 mm

Funciones: Mide el peso en libras y kilogramos. Mide la altura en pulgadas y centímetros.

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
450KLWH	Báscula con ruedas incluidas
55000	Soportes para ruedas para la 450KL



BCS-G6

BÁSCULA DE COMPOSICIÓN CORPORAL

Económica, precisa y atractiva. La báscula de composición corporal perfecta para médicos que desean resultados consistentes y precisión, independientemente de cuándo se utilice. Sin restricciones previas a la prueba y tecnología patentada de Lógica de Modulación de Ohmios, las básculas G6 eliminan el efecto de rebote de la grasa corporal y pueden usarse con pacientes a cualquier hora del día.

Tiempo de medición de 15 segundos: La visualización en pantalla ofrece un acceso rápido al peso, % de grasa corporal, % de agua corporal, masa magra, BMR e IMC. Se puede generar una impresión ilustrada completa en menos de un minuto.

Plataforma de gran tamaño: La espaciosa plataforma permite a los pacientes encontrar una postura cómoda y segura.

Pocas restricciones previas a la prueba: El análisis puede realizarse a cualquier hora del día y en casi cualquier circunstancia, lo que resulta en la mayor flexibilidad de cualquier analizador de composición corporal.

Alta capacidad: La báscula cuenta con una capacidad líder en la industria de 453.5 kilogramos, lo cual brinda la flexibilidad y precisión para pesar a cualquier paciente.



Alimentación: Adaptador de corriente de 110-220V (incluido)

Funciones: Tiempo de medición de 15 segundos, Grasa corporal, Agua corporal, Masa libre de grasa, IMC, Tasa metabólica basal, Grasa visceral, Mide el peso en libras y kilogramos

Capacidad	Resolución	Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)
-----------	------------	--

1000 lb / 453.5 kg	0.1 lb / 0.1 kg	14" x 16" x 2 7/8" 356 mm x 406 mm x 48 mm
--------------------	-----------------	---

Pantalla

Pantalla con 6 ventanas (dígitos de 1/2") incluyendo peso, % de grasa corporal, % de agua corporal, % masa muscular, IMC, REE

Impresora opcional, vendida por separado, no disponible a través de Health o meter® Professional Visite homscales.com/bcs-g6 para ver la lista de impresoras compatibles con BCS-G6

BCS-G6

Los usuarios pueden elegir entre 4 plantillas gráficas de informes para pacientes, incluidas las versiones para adultos / bariátricas, español para adultos, pediátricas y de acondicionamiento físico. Estas impresiones personalizadas incluyen información detallada sobre la composición corporal de un paciente y contenido educativo sobre los riesgos para la salud asociados con el sobrepeso. Proporcionar a los pacientes una evaluación de riesgos personalizada es una forma eficaz de involucrarlos en su cuidado y motivarlos a tomar el control de su salud.



Los folletos para salas de espera (FOLLETO-BCS) son herramientas efectivas de mercadotecnia para consultorios que cobran a los pacientes por el análisis G6. Los folletos vienen en un práctico exhibidor y proporcionan una manera de informar a los pacientes de la disponibilidad un análisis de composición corporal que puede realizarse durante su visita. El folleto destaca las mediciones proporcionadas por el análisis y lo que pueden aprender de los resultados.

Modelo

Descripción

BCS-G6-ADULT

La báscula cuerpo completo solo para adultos es ideal para consultorios que atienden exclusivamente a pacientes mayores de 18 años

BCS-G6-DUO

La versión para adultos/pediátrica de cuerpo completo es una buena opción para los proveedores que atienden a adultos y niños

BCS-G6-LIMBS

La versión segmentada proporciona a los adultos información sobre la composición corporal de su torso y cada una de sus extremidades

BCS-G61-UPPER

La báscula solo para la parte superior del cuerpo proporciona un análisis parcial de la composición corporal para adultos que no desean quitarse los zapatos y los calcetines.

BCS-G6-ADULT-SP

La báscula de cuerpo completo, solo para adultos, es ideal para médicos que atienden exclusivamente adultos y que desean obtener un informe en español.

SS-BCS-G6-ADULT

Garantía extendida de 2 años para todas las versiones de la báscula G6

IPO-ADU

Plantilla de informe del paciente - Adulto (informe de 5 páginas, 25 informes/paquete)

IPO-PED

Plantilla de Informe del paciente - Pediátrica (informe de 7 páginas, 25 informes/paquete)

IPO-ATH

Plantilla de Informe del paciente - Atlético (informe de 3 páginas, 50 informes / paquete)

IPO-ADU-SP

Plantilla de informe del paciente en español - Adulto (informe de 5 páginas, 25 informes/paquete)

FOLLETO-BCS

Folleto para pacientes en la sala de espera (50 / paquete) BCS-POWER Adaptador incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción



Pediátricas

★ LIDER EN VENTAS

553KL

BÁSCULA PEDIÁTRICA DIGITAL CON BANDEJA EXTRA ANCHA

La 553KL es la báscula infantil más popular de Health o meter® Professional y es perfecta para recién nacidos, bebés y niños pequeños. La báscula funciona con baterías o alimentación de CA, por lo que puede utilizarse en cualquier lugar. Los médicos se benefician de la operación con un único botón, lo que facilita su uso y garantiza que el bebé permanezca en la báscula de forma segura.

Cinta métrica incluida: La cinta métrica fácil de leer permite al usuario medir tanto el peso como la altura en el mismo dispositivo.

Detección de movimiento: La báscula pesa de forma precisa a pesar del movimiento del niño en la báscula y fija la medida de peso.



553KL
con 553HR



553KL
con 553EHR



2210CART



Capacidad

Resolución

Tamaño de la bandeja
(largo x ancho x alto)

44 lb / 20 kg

0.5 oz / 10 g

24 7/8" x 13" x 1 3/8"
632 mm x 330 mm x 35 mm

Cinta métrica

Pantalla

0" a 24"
0 cm a 58 cm

LCD de 1" / 25
mm

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
553KLCT	Báscula con carrito incluido
553KG	Báscula únicamente en kilogramos
553KL-HR	553KL con estadímetro mecánico acoplable
553KG-HR	553KG con estadímetro mecánico acoplable
553KL-EHR	553KL con estadímetro digital acoplable
553KG-EHR	553KG con estadímetro digital acoplable
SS-553KL	Garantía extendida de 2 años
553HR	Estadímetro mecánico acoplable para básculas de la serie 553
553EHR	Estadímetro digital acoplable para básculas de la serie 553
2210CART	Carrito para la 553KL y 553KG
553CASE	Estuche de transporte para la 553KL y 553KG
ADPT31	Adaptador para la 553KL y 553KG
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

Alimentación: 6 baterías AA incluidas, adaptador de 100-240V (no incluido)

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, Cero, Tara, Pretara, Retención / Liberación, Volver a pesar, Memoria, Cero automático, Apagado automático, Detección de movimiento, Tiempo variable de apagado automático, Habilitación de visualización de unidad con la unidad de medida fijada, Retención automática del peso durante 30 a 60 segundos, Everlock®

Conectividad: Tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

522KL

BÁSCULA PEDIÁTRICA DIGITAL DE BANDEJA



Esta báscula de fácil uso es perfecta para consultorios pediátricos o clínicas con un alto flujo de pacientes se atienden bebés de forma regular. La bandeja cuenta con una cinta métrica para determinar la longitud del bebé durante la sesión de pesaje.

Capacidad: 50 lb / 23 kg

Resolución: 0 a 20 lb / 0.2 oz; 20 a 50 lb / 0.5 oz; 0 a 9 kg / 5 g; 9 a 23 kg / 10 g

Tamaño de la bandeja (largo x ancho x alto): 24 1/8" x 14 1/2" x 2 5/8"

613 mm x 368 mm x 67 mm

Cinta métrica: 0" a 23" / 0 cm a 58 cm

Pantalla: LCD de 1" / 25 mm

Conectividad: Tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Alimentación: 6 pilas AA incluidas, adaptador de 100-240V (no incluido)

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, Retención / Liberación, Cero, Tara, Pretara, Volver a pesar, Memoria, Cero automático, Apagado automático, Opción de sonido encendido / apagado, Tiempo variable de apagado automático, Habilitación de visualización de unidad con la unidad de medida fijada, Retención automática del peso durante 30 a 60 segundos, Detección de movimiento, Everlock®

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
522KG	Báscula únicamente en kilogramos
522KL-HR	522KL con estadímetro mecánico acoplable
522KG-HR	522KG con estadímetro mecánico acoplable
522KL-EHR	522KL con estadímetro digital acoplable
522KG-EHR	522KG con estadímetro digital acoplable
SS-522KL	Garantía extendida de 2 años
522HR	Estadímetro mecánico para básculas de la serie 522
522EHR	Estadímetro digital acoplable para básculas de la serie 522
ADPT31	Adaptador para básculas de la serie 522
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica



524KL

BÁSCULA PEDIÁTRICA DIGITAL DE ASIENTO



El asiento profundo para bebés del 524KL reduce el movimiento de los niños pequeños para acelerar el proceso de pesaje. El peso se captura fácilmente mientras el asiento sostiene la cabeza y el cuerpo del niño.

Capacidad: 50 lb / 23 kg

Resolución: 0 a 20 lb / 0.2 oz; 20 a 50 lb / 0.5 oz; 0 a 9 kg / 5 g; 9 a 23 kg / 10 g

Tamaño del asiento (largo x ancho x alto): 24 1/4" x 14 1/4" x 18 1/2"

616 mm x 362 mm x 470 mm

Pantalla: LCD de 1" / 25 mm

Conectividad: Tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Opciones y accesorios:

Alimentación: 6 baterías AA incluidas, adaptador de 100-240V (no incluido)

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, Retención / Liberación, Cero, Tara, Pretara, Volver a pesar, Memoria, Cero automático, Apagado automático, Opción de sonido encendido / apagado, Tiempo variable de apagado automático, Habilitación de visualización de unidad con la unidad de medida fijada, Retención automática del peso durante 30 a 60 segundos, Detección de movimiento, Everlock®

Modelo	Descripción
524KG	Báscula únicamente en kilogramos
SS-524KL	Garantía extendida de 2 años
ADPT31	Adaptador para 524KL y 524KG



549KL

BÁSCULA PEDIÁTRICA DIGITAL DE BANDEJA



Ligera y alimentada por baterías con funciones básicas, esta báscula es una buena opción para consultorios con pacientes infantiles ocasionales o para enfermeras visitantes.

Capacidad: 44 lb / 20 kg

Resolución: 0.5 onzas / 10 g

Tamaño de la bandeja (largo x ancho x alto): 19 ¼" x 13" x 2 ⅝"
489 mm x 330 mm x 67 mm

Pantalla: LCD de ⅝" / 15

Alimentación: Batería de 9V incluida

Opciones y accesorios:

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, Tara, Cero automático, Apagado automático, Retención automática, Tiempo variable de apagado automático, Habilitación de visualización de unidad con la unidad de medida fijada, Retención automática del peso durante 30 a 60 segundos, Detección de movimiento, Everlock®

Modelo	Descripción
549KG	Báscula únicamente en kilogramos
2210CART	Carrito para la 549KL y 549KG
64769	Estuche de transporte para la 549KL
SS-549KL	Garantía extendida de 2 años

Pensada para médicos que buscan pesar tanto a bebés como a niños pequeños, esta báscula de doble propósito puede usarse con la bandeja de pesaje para bebés o la plataforma de pie para niños pequeños. Una báscula de fácil uso que es ligera y portátil con una funcionalidad simple y una pantalla digital.

Capacidad: 44 lb / 20 kg

Resolución: 0.5 onzas / 10 g

Tamaño de la bandeja (largo x ancho x alto):
23 ½" x 8" x 2"

597 mm x 203 mm x 51 mm

Opciones y accesorios:

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto): 12 ½" x 8 ⅝" x 1 ¼"
318 mm x 219 mm x 32 mm

Pantalla: LCD con dígitos de ½" / 13 mm de altura

Alimentación: Batería de 9V incluida

Funciones: Apagado automático, Retención, Tara, Unidad

Modelo	Descripción
SS-550KL	Garantía extendida de 2 años
553CASE	Estuche de transporte para la 550KL
2210CART	Carrito para la 550KL
eBABYHR	Estadímetro digital para la 550KL (cómpralo con el 550EHRBRACKET para montarlo en la báscula)
550EHRBRACKET	Soporte de montaje 550KL para la eBABYHR (cómpralo con el eBABYHR para montarlo en la báscula)

Excelente opción para enfermeras visitantes que requieren una báscula pediátrica ligera. La báscula plegable es fácil de usar y compacta para llevar en su bolsa opcional.

Capacidad: 33 lb / 15 kg

Resolución: 0.5 onzas / 10 g

Tamaño de la bandeja (largo x ancho x alto): 23 ½" x 11" x ⅞"
597 mm x 279 mm x 22 mm

Pantalla: 3/4"/19 mm

Opciones y accesorios:

Alimentación: 2 pilas AAA incluidas,
Funciones: Conversión entre LB / KG, Cero, Tara, Cero automático, Apagado automático

Modelo	Descripción
SS-8320KL	Garantía extendida de 2 años
64771	Estuche de transporte para la 8320KL

550KL

BÁSCULA DIGITAL 2 EN 1 PARA BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS



8320KL

BÁSCULA PEDIÁTRICA DIGITAL PORTÁTIL DE BANDEJA



8320KL
cerrada

2210KL-AM

BÁSCULA DIGITAL NEONATAL / PEDIÁTRICA
ANTIMICROBIANA DE ALTA RESOLUCIÓN DE
BANDEJA



2210KL-AM con
2210EHR



2210CART-AC

2210KL4-AM

BÁSCULA DIGITAL NEONATAL / PEDIÁTRICA
ALTA RESOLUCIÓN ANTIMICROBIANA CON
BANDEJA DE 4 LADOS



2210KL4-AM

La báscula neonatal 2210KL-AM fue diseñada para usarse en la UCIN, sala de partos, sala de recién nacidos y las clínicas pediátricas, donde un alto grado de precisión es fundamental para asegurarse de que los bebés estén aumentando de peso. Un conveniente carrito para cuidados hospitalarios diseñado explícitamente para básculas de la serie 2210KL-AM se encuentra disponible para transportar fácilmente la báscula de un sitio a otro.

Capacidad: 45 lb / 20 kg / 20.000 gm
Resolución: 1 g (hasta 10.000 g);
5 g (10.001 a 20.000 g)
Tamaño de la bandeja (largo x ancho x alto): 24" x 15¼" x 2 ¾"
610 mm x 388 mm x 71 mm
Pantalla: 5 ¼" x 1 ¼" (133 mm x 35 mm),
4 niveles de intensidad
Conectividad: vVía USB, tecnología
inalámbrica Pelstar® opcional
Cinta Métrica: 0" a 24" / 0 cm a 60 cm
Opciones y accesorios:

Alimentación: 6 baterías D incluidas, adaptador de 100-240V incluido

Funciones: Conversión entre LB / KG / GM, Fijación de LB / KG / GM, Cero, Tara, Pretara, Volver a pesar, Memoria, Cero automático, Apagado automático, Detección de movimiento, Everlock®, Retención / Liberación, Tiempo variable de apagado automático, Opción de sonido encendido / apagado, Deshabilitar / habilitar la retroiluminación de la pantalla, Habilitar la visualización de unidad con la unidad de medida fijada, Retención del peso automáticamente durante 30 a 60 segundos, Ingesta de leche materna

Modelo	Descripción
2210KG-AM	Báscula únicamente en kilogramos
2210KL-AM-BT	2210KL-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2210KG-AM-BT	2210KG-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2210KL-AM-C	Báscula, únicamente en Canadá
2210KG-AM-C	Báscula únicamente en kilogramos, únicamente en Canadá
2210KL-AM-BT-C	2210KL-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada, únicamente en Canadá
2210KG-AM-BT-C	2210KG-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada, únicamente en Canadá
2210EHR	Estadímetro digital acoplable para la 2210KL-AM (báscula de bandeja de 2 lados)
SS-2210KL	Garantía extendida de 2 años
2210CART-AC	Carrito de cuidados agudos para básculas de la serie 2210KL-AM
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción
BTTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

La báscula neonatal 2210KL4-AM incluye una bandeja de pesaje de 4 lados, la cual proporciona un nivel adicional de seguridad y protección para el bebé durante el proceso de pesaje.

Capacidad: 45 lb / 20 kg / 20.000 gm
Resolución: 1 g (hasta 10.000 g);
5 g (10.001 a 20.000 g)
Tamaño de la bandeja (largo x ancho x alto): 26 ½" x 15¼" x 2 ¾"
674 mm x 388 mm x 71 mm
Pantalla: 5 ¼" x 1 ¼" (133 mm x 35 mm),
4 niveles de intensidad
Conectividad: Vía USB, tecnología
inalámbrica Pelstar® opcional
Cinta Métrica: 0" a 24" / 0 cm a 60 cm
Opciones y accesorios:

Alimentación: 6 baterías D incluidas, adaptador de 100-240V incluido

Funciones: Conversión entre LB / KG / GM, Fijación de LB / KG / GM, Cero, Tara, Pretara, Volver a pesar, Memoria, Cero automático, Apagado automático, Detección de movimiento, Everlock®, Retención / Liberación, Tiempo variable de apagado automático, Opción de sonido encendido / apagado, Deshabilitar / habilitar la retroiluminación de la pantalla, Habilitar la visualización de unidades con la unidad de medida fijada, Retener el peso automáticamente durante 30 a 60 segundos, Ingesta de leche materna

Modelo	Descripción
2210KG4-AM	Báscula únicamente en kilogramos
2210KL4-AM-BT	2210KL4-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2210KG4-AM-BT	2210KG4-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2210KL4-AM-C	Báscula, únicamente en Canadá
2210KG4-AM-C	Báscula únicamente en kilogramos, únicamente en Canadá
2210KL4-AM-BT-C	2210KL4-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada, únicamente en Canadá
2210KG4-AM-BT-C	2210KG4-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada, únicamente en Canadá
SS-2210KL	Garantía extendida de 2 años
2210CART-AC	Carrito de cuidados agudos para básculas de la serie 2210KL-AM
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción
BTTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

565KL

BÁSCULA PARA BEBÉS DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN



565KL
con 565EHR

La 565KL fue diseñada para usarse en entornos críticos, como la UCIN, guardería, sala de partos y clínicas pediátricas. Su excepcional precisión es especialmente crucial al atender a los pacientes más pequeños.

Capacidad: 44 lb / 20 kg

Resolución: 0-44 lb x 0.1 oz / 0-6000 g x 1 g – 6001 g-20000 g x 2 g

Tamaño de la bandeja (largo x ancho x alto): 24 7/8" x 9 7/8" x 2 3/4"

632 mm x 250 mm x 70 mm

Pantalla: Tamaño de los dígitos: 3/4" / 19 mm,

Tamaño de la pantalla: Pantalla LCD de 3" x 1"

Conectividad: Tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Opciones y accesorios:

Cinta métrica: 0" a 24 5/8"/0 cm a 62.5 cm

Alimentación:

Adaptador de 100-240V incluido, 6 pilas AA no incluidas

Funciones: Conversión entre LB / KG,

Fijación de LB / KG, Cero, Tara,

Pretara, Volver a pesar, Memoria, Cero

automático, Apagado automático, Detección

de movimiento, Everlock®, Retención /

Liberación, Tiempo variable de apagado

automático, Opción de sonido encendido /

apagado, Retención automática del peso por

hasta 5 minutos

Modelo	Descripción
565KG	Báscula únicamente en kilogramos
565KL-C	Báscula, únicamente en Canadá
565KG-C	Báscula únicamente en kilogramos, únicamente en Canadá
565EHR	Estadímetro digital acoplable para básculas de la serie 565
2210CART	Carrito para la 565KL y 565KG
SS-565KL	Garantía extendida de 2 años
69-00001	Adaptador incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

1522KL

BÁSCULA PEDIÁTRICA MECÁNICA



Esta báscula de bandeja pediátrica de alta capacidad es perfecta para bebés o niños pequeños que pueden sentarse por sí mismos. La barra de equilibrio mecánica no requiere electricidad, lo que permite utilizar la báscula en cualquier lugar.

Capacidad: 135 lb / 62 kg

Graduación: 1 onza / 20 g

Tamaño de la bandeja (largo x ancho x alto):

24" x 16 1/2" x 2 7/8"

610 mm x 420 mm x 70 mm

Cinta Métrica: 0" a 23 3/4" / 0 cm a 60 cm

Funciones: Peso en libras y

kilogramos, mide la longitud en pulgadas y centímetros

1524KL

BÁSCULA PEDIÁTRICA MECÁNICA DE ASIENTO



La silla integrada de la 1524KL es fácil de usar con bebés que no pueden sentarse por sí mismos; también puede ayudar a los niños pequeños a quedarse quietos para medir el peso. La barra de equilibrio mecánica no requiere electricidad, lo que permite utilizar la báscula en cualquier sitio.

Capacidad: 130 lb / 65 kg

Graduación: 1 onza / 20 g

Tamaño del asiento (largo x ancho x alto):

24 1/4" x 14 1/4" x 18 1/2"

622 mm x 362 mm x 470 mm

Funciones: Mide el peso en libras y

kilogramos

386S-01 / 386KGS-01

BÁSCULA MECÁNICA DE BANDEJA
SÓLO LIBRAS / SÓLO KILOGRAMOS



Estas económicas básculas mecánicas de bandeja son fáciles de usar e incluyen una cinta métrica integrada. Su cuerpo resistente y conveniente asa la hacen una excelente opción para las enfermeras visitantes.

Capacidad:

386S-01: 50 lb

386KGS-01: 25 kg

Graduación:

386S-01: ¼ lb

386KGS-01: 100 g

Tamaño de la bandeja (largo x ancho x alto): 19 ¾" x 12 ¾" x 3 ¾"

492 mm x 314 mm x 95 mm

Tamaño del indicador: 3" / 76 mm

Cinta métrica: 0 " a 18" / 0 cm a 46 cm

Funciones:

386S-01: Mide el peso en libras.

386KGS-01: Mide el peso en kilogramos.

BABYSLINGSCALE

BÁSCULA PEDIÁTRICA COLGANTE



Esta báscula es una opción económica y portátil para usar con niños pequeños que pueden mantener la cabeza erguida. El indicador de gran tamaño facilita la lectura.

Capacidad: 25 kg

Funciones: Mide el peso en kilogramos

Graduación: 100 g

Tamaño del Indicador: 5 ½" / 140 mm

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
BABYSLING	Cabestrillo / pantalón adicional

3400KL / 3401KL

BÁSCULA DIGITAL PARA PAÑALES USADOS / COMPRESAS DE LAPAROTOMÍA / ÓRGANOS



3401KL

El sólido diseño industrial de la 3400KL incluye una base estable de acero inoxidable y una charola de pesaje extraíble de acero inoxidable (La 3401KL viene con una bandeja plana) esterilizable en autoclave. Alimentada con una batería recargable de larga duración y con pantalla retroiluminada para cualquier nivel de iluminación, esta báscula portátil puede usarse en cualquier entorno, desde quirófano, sala de urgencias o UCIN.

Capacidad: 176 onzas / 5000 g

Resolución: 0.05 onzas / 1 g

Tamaño de la base (largo x ancho x alto): 11 ½" x 9 7/8" x 5 ¼"

292 mm x 250 mm x 133 mm

Tamaño de la charola (3400KL / 3400KG) (largo x ancho x alto):

10" x 9 7/8" x 2 ½"

254 mm x 250 mm x 62 mm

Opciones y accesorios:

Tamaño de la bandeja (3401KL) (largo x ancho x alto): 7 ¾" x 9 ¾" x 5/8"

197 mm x 248 mm x 16 mm

Pantalla: LCD de 5/8" / 16 mm

Alimentación: batería de 6V recargable incluida, cargador de batería de CA de 100-240V incluido

Funciones: Cero, Tara, Cero automático, Apagado automático, Conversión entre g / oz, Indicador de baja carga de la batería, Pantalla retroiluminada

Modelo	Descripción
3400KG	Báscula con charola, solo kilogramos
3401KL	Báscula con bandeja
3400KG-C	Báscula con charola, solo kilogramos, únicamente en Canadá
SS-3400KL	Garantía extendida de 2 años
SS-3400KG	Garantía extendida de 2 años
SS-3400KG-C	Garantía extendida de 2 años
SS-3401KL	Garantía extendida de 2 años
3400PAN	Paquete de 3 charolas de acero inoxidable
3400TRAY	Paquete de 3 bandejas de acero inoxidable
3400ADPT	Cargador de batería para la 3400KL, 3400KG y 3401KL
20-00018	Cargador de batería para la 3400KG-C



YG500R

BÁSCULA MECÁNICA PARA PAÑALES / PLATAFORMA PEQUEÑA



Perfecta para centros que ocasionalmente necesitan pesar artículos pequeños, esta económica báscula es una excelente opción.

Capacidad: 500 g

Funciones: Mide el peso en gramos

Graduación: 2 g

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto):

6 ½" x 4 ¾"

152 mm x 121 mm

Tamaño del Indicador: 6" / 152 mm



**Silla de ruedas /
silla / multiusos**

★ LIDER EN VENTAS

2600KL / 2610KL



BÁSCULA DIGITAL PARA SILLA DE RUEDAS CON RAMPA /
BÁSCULA DIGITAL PARA SILLA DE RUEDAS CON DOBLE RAMPA

Nuestra báscula para silla de ruedas más popular también es la más versátil y es una buena opción para cualquier centro. La plataforma se pliega para un fácil almacenamiento y sus ruedas giratorias (la única báscula en el mercado que las tiene) hacen que el transporte sea muy sencillo. Para facilitar el acceso para subir/bajar de la báscula, el 2610KL ofrece doble rampa.

Compatible con RME: La báscula se conecta con una computadora, Software de RME u otro dispositivo electrónico a través de las Soluciones de Conectividad de Health o meter® Profesional

Ruedas y rampas plegables para facilidad de portabilidad y almacenamiento:

Sus 4 ruedas, incluyendo 2 ruedas giratorias, facilitan el movimiento y las rampas plegables facilitan su almacenamiento.

Plataforma ancha para silla de ruedas o uso bariátrico: La plataforma ancha recibe sillas de ruedas de todos los tamaños y brinda una experiencia de pesaje cómoda para pacientes bariátricos.

Calcula el IMC: Las funciones de la báscula incluyen la capacidad de calcular el IMC del paciente.



Capacidad	Resolución	Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)
1000 lb / 454 kg	0.2 lb / 0.1 kg	36" x 32 1/4" x 2 1/2" 914 mm x 819 mm x 64 mm

Pantalla

Tamaño de los dígitos: 3/8" / 10 mm, Tamaño de la pantalla: Pantalla TFT-LCD a color de alto contraste de 2 3/4" x 1 1/2"

Ruedas: 4, incluyendo

2 ruedas giratorias

Conectividad:

USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
2600KG	Báscula únicamente en kilogramos
2610KG	Báscula únicamente en kilogramos
2600KL-BT	2600KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2610KL-BT	2610KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2600KG-BT	2600KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2610KG-BT	2610KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2620KL	Báscula compatible con ADA*
2620KG	Báscula compatible con ADA* en kilogramos
SS-2600KL	Garantía extendida de 2 años
SS-2610KL	Garantía extendida de 2 años
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción
2600ADAKIT	Kit de cumplimiento de ADA para básculas serie gris 2600KL y 2610KL
2600ADAKIT-WHITE	Kit de cumplimiento de ADA para básculas serie blanca 2600KL y 2610KL
B2600RAMP	Rampa secundaria para la blanca 2600KL y 2600KG
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

*ADA: Ley de EE.UU. para Personas con Discapacidades.

**Opcional
2600ADAKIT
Kit de cumplimiento
de ADA para
existente básculas
serie gris 2600KL y
2610KL**



Alimentación: Adaptador de 100-240V incluido, 6 baterías D (no incluidas)

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, IMC, Cero, Tara, Pretara, Retención / Liberación, Memoria, Volver a pesar, Cero automático, Apagado automático, Hora / Fecha, Tiempo variable de apagado automático, Everlock®, Opción de sonido encendido / apagado

Básculas para silla de ruedas

2620KL

BÁSCULA BÁSCULA DIGITAL PARA SILLA DE RUEDAS CON RAMPAS DOBLES Y PLATAFORMA EXTRAGRANDE, COMPATIBLE CON ADA*

Diseñada para cumplir con los estándares MDE para Equipos de Diagnóstico Médico Accesibles y certificada de forma independiente por terceros en cumplimiento con los códigos y estándares de accesibilidad. La báscula incluye características clave que cumplen con los requisitos de seguridad de la ADA y características de seguridad mejoradas para garantizar una experiencia de pesaje cómoda para pacientes en silla de ruedas.

Compatible con RME: La báscula se conecta con una computadora, Software de RME u otro dispositivo electrónico a través de las Soluciones de Conectividad de Health o meter® Profesional.

Cumple con los Estándares MDE: Las rampas dobles tienen una relación de inclinación de 1:8. Las rampas y la plataforma extragrande de 32" x 40" (81 x 101 cm) cuentan con una protección de borde de 2" (5 cm).

Características de seguridad: Las rampas y la plataforma extragrande cuentan con protección de borde para evitar deslizamientos, y la cinta de precaución antideslizante en las rampas mejora la seguridad, brindando confianza tanto al profesional de salud como al paciente durante proceso de pesaje.



Obtener Mas Información



Alimentación: Adaptador de 100-240V incluido, 6 baterías D (no incluidas)

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, IMC, Cero, Tara, Pretara, Retención / Liberación, Memoria, Volver a pesar, Cero automático, Apagado automático, Hora / Fecha, Tiempo variable de apagado automático, Everlock®, Opción de sonido encendido / apagado

Capacidad	Resolución	Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)
-----------	------------	--

1000 lb / 454 kg	0.2 lb / 0.1 kg	36" x 32 1/4" x 1 7/8" 914 mm x 819 mm x 48 mm
------------------	-----------------	---

Pantalla

Tamaño de los dígitos: 3/8" / 10 mm, Tamaño de la pantalla: Pantalla TFT-LCD a color de alto contraste de 2 3/4" x 1 1/2"

Ruedas: 4, incluyendo 2 ruedas giratorias

Conectividad: USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
2620KG SS-2620KL ADPT30 BTTPRINTERKIT-01	Báscula únicamente en kilogramos Garantía extendida de 2 años Adaptador incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción Kit de impresora térmica inalámbrica

ADA: Ley de EE.UU. para Personas con Discapacidades.

2500KL

BÁSCULA DIGITAL PARA SILLA DE RUEDAS CON RAMPA



Esta báscula para silla de ruedas con rampa única es perfecta para usarse con sillas de ruedas de tamaño estándar. Para pesar a los pacientes sentados, también se encuentra disponible un accesorio para la silla, No. de artículo CHAIRACC.

Capacidad: 1000 lb / 454 kg

Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg

Tamaño de la plataforma:

29 3/8" (largo) x 28 1/4" (ancho) x 2 3/8" (alto)

746 mm (largo) x 718 mm (ancho) x 60 mm (alto)

Pantalla: Tamaño de los dígitos: 3/8"/10 mm

Tamaño de la pantalla: Pantalla TFT-LCD de alto contraste de 2 3/4" x 1 1/2"

Conectividad: USB, tecnología inalámbrica

Pelstar® opcional

Ruedas: 2

Alimentación: Adaptador de 100-240V

incluido, 6 baterías D (no incluidas)

Funciones: Conversión entre LB / KG,

Fijación de LB / KG, IMC, Cero, Tara, Pretara,

Retención / Liberación, Memoria, Volver a pesar,

Cero automático, Apagado automático, Hora /

Fecha, Tiempo variable de apagado automático,

Opción de sonido encendido / apagado,

Everlock®

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
2500KG	Báscula únicamente en kilogramos
2500KL-BT	2500KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2500KG-BT	2500KGL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
SS-2500KL	Garantía extendida de 2 años
CHAIRACC	Asiento plegable opcional
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción
B2500RAMP	Rampa secundaria para la 2500KL y 2500KG
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica



2500CKL

BÁSCULA DIGITAL PARA SILLA DE RUEDAS CON ASIENTO PLEGABLE Y RAMPA



Los centros que busquen una báscula que pueda utilizarse con sillas de ruedas y que puedan sacar ventaja de una silla incorporada deberían considerar la 2500CKL, que cuenta con una rampa y un asiento plegable para el paciente.

Capacidad de la plataforma: 1000 lb / 454 kg

Capacidad del asiento: 419 lb / 190 kg

Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto):

29 3/8" x 28 1/4" x 2 3/8"

746 mm x 718 mm x 60 mm

Tamaño del asiento (largo x ancho x alto): 18" x

15" x 18 1/2"

457 mm x 381 mm x 470 mm

Pantalla: Tamaño de los dígitos: 3/8"/10 mm,

Tamaño de la pantalla: Pantalla TFT-LCD de alto

contraste de 2 3/4" x 1 1/2"

Conectividad: USB, tecnología inalámbrica

Pelstar® opcional

Ruedas: 2

Alimentación: Adaptador de 100-240V

incluido, 6 baterías D (no incluidas)

Funciones: Conversión entre LB / KG,

Bloqueo de LB / KG, IMC, Cero, Tara, Pretara

Retención / Liberación, Memoria, Volver

a pesar, Cero automático, Apagado

automático, Hora / Fecha, Tiempo variable

de apagado automático, Opción de sonido

encendido / apagado, Everlock®

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
2500CKG	Báscula únicamente en kilogramos
SS-2500CKL	Garantía extendida de 2 años
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción
B2500RAMP	Rampa secundaria para la 2500CKL
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica



2650KL

BÁSCULA DIGITAL PARA SILLA DE RUEDAS CON DOBLE RAMPA



Los centros que pesan frecuentemente a pacientes en sillas de ruedas apreciarán la 2650KL, la cual cuenta con una pantalla remota y una plataforma de tamaño mediano y se pliega para un fácil almacenamiento. La doble rampa facilita a los pacientes el subir y bajar de la plataforma. Al igual que todas las básculas para sillas de ruedas, la 2650KL también puede usarse con pacientes de pie.

- Capacidad:** 1000 lb / 454 kg
- Resolución:** 0.2 lb / 0.1 kg
- Tamaño de la plataforma** (largo x ancho x alto): 31 ½" x 31 ½" x 2"
800 mm x 800 mm x 51 mm
- Pantalla:** Tamaño de los dígitos: ¾"/10 mm, Tamaño de la pantalla: Pantalla TFT-LCD de alto contraste de 2 ¾" x 1 ½"
- Conectividad:** USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional
- Opciones y accesorios:**

- Ruedas:** 2
- Alimentación:** Adaptador de 100-240V incluido, 6 baterías D (no incluidas)
- Funciones:** Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, IMC, Cero, Tara, Pretara, Retención / Liberación, Memoria, Volver a pesar, Cero automático, Apagado automático, Hora / Fecha, Tiempo variable de apagado automático, Everlock®, Opción de sonido encendido / apagado

Modelo	Descripción
2650KG	Báscula únicamente en kilogramos
2650KL-BT	2650KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2650KG-BT	2650KGL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
SS-2650KL	Garantía extendida de 2 años
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica



2700KL

BÁSCULA DIGITAL PARA SILLA DE RUEDAS CON DOBLE RAMPA CON PLATAFORMA EXTRA GRANDE



Con la plataforma más grande de la colección de básculas para sillas de ruedas, la 2700KL puede recibir fácilmente incluso la silla de ruedas más ancha. Es una buena opción para centros donde la báscula permanezca en un único sitio.

- Capacidad:** 1000 lb / 454 kg
- Resolución:** 0.2 lb / 0.1 kg
- Tamaño de la plataforma** (largo x ancho x alto): 43" x 42" x 2 ½"
1092 mm x 1067 mm x 64 mm
- Pantalla:** Tamaño de los dígitos: ¾"/10 mm, Tamaño de la pantalla: Pantalla TFT-LCD de alto contraste de 2 ¾" x 1 ½"
- Conectividad:** USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional
- Opciones y accesorios:**

- Ruedas:** 2
- Alimentación:** Adaptador de 100-240V incluido, 6 baterías D (no incluidas)
- Funciones:** Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, IMC, Cero, Tara, Pretara, Retención / Liberación, Memoria, Volver a pesar, Cero automático, Apagado automático, Hora / Fecha, Tiempo variable de apagado automático, Everlock®, Opción de sonido encendido / apagado

Modelo	Descripción
2700KG	Báscula únicamente en kilogramos
2700KL-BT	2700KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2700KG-BT	2700KGL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
SS-2700KL	Garantía extendida de 2 años
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica



2900KL-AM

BÁSCULA PLEGABLE ANTIMICROBIANA PARA SILLA DE RUEDAS MONTADA EN LA PARED

La 2900KL-AM es la báscula perfecta para centros que necesiten ahorrar espacio. La báscula de bajo perfil se extiende 3.5 " desde de la pared cuando está plegada y tiene una plataforma de gran tamaño fácil de levantar que recibe la mayoría de las sillas de ruedas.

Compatible con RME: La báscula se conecta con una computadora, Software de RME u otro dispositivo electrónico a través de las Soluciones de Conectividad de Health o meter® Profesional.

Plataforma grande fácil de levantar: La plataforma grande y fácil de levantar se adapta a la mayoría de las sillas de ruedas y brinda una experiencia de pesaje cómoda.

Características de seguridad: La cinta de precaución antideslizante, la protección antimicrobiana, el borde elevado de la plataforma, el mango empotrado y la ausencia de puntos de pellizco brindan confianza tanto al médico como al paciente durante la experiencia de pesaje.



Capacidad	Resolución	Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)
1000 lb / 454 kg	0.2 lb / 0.1 kg	29 ½" x 32 ½" x 2 ¾" 749 mm x 819 mm x 70 mm

Pantalla

Tamaño de los dígitos: 3/8" / 10 mm, Tamaño de la pantalla: Pantalla TFT-LCD a color de alto contraste de 2 ¾" x 1 ½"

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
2900KG-AM	Báscula únicamente en kilogramos
2900KL-AM-BT	2900KL-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2900KG-AM-BT	2900KG-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
SS-2900KL	Garantía extendida de 2 años
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

Alimentación: Adaptador de 100-240V incluido, 6 baterías D (no incluidas)

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, IMC, Cero, Tara, Pretara, Retención / Liberación, Memoria, Volver a pesar, Cero automático, Apagado automático, Hora / Fecha, Tiempo variable de apagado automático, Everlock®, Opción de sonido encendido / apagado

2400KL

BÁSCULA DIGITAL PORTÁTIL PARA SILLA DE RUEDAS



La 2400KL es la báscula perfecta para lugares donde ocasionalmente deben pesarse pacientes en silla de ruedas. La báscula se pliega fácilmente y requiere un espacio mínimo para su almacenamiento. La báscula incluye un asa para su portabilidad.

Capacidad: 800 lb / 363 kg

Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg

Tamaño de la plataforma: Se expande y ajusta de 25 3/4" a 50 1/8" / 654 mm a 1273 mm

Pantalla: Tamaño de los dígitos: 3/8" / 10 mm, Tamaño de la pantalla: Pantalla TFT-LCD de alto contraste de 2 3/4" x 1 1/2"

Conectividad: USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Opciones y accesorios:

Ruedas: 2 ruedas, 2 ruedas giratorias

Alimentación: Adaptador de 100-240V incluido, 6 baterías D (no incluidas)


Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, IMC, Cero, Tara, Pretara, Retención / Liberación, Memoria, Volver a pesar, Cero automático, Apagado automático, Hora / Fecha, Tiempo variable de apagado automático, Everlock®, Opción de sonido encendido / apagado

Modelo	Descripción
2400KG	Báscula únicamente en kilogramos
2400KL-BT	2400KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2400KG-BT	2400KGL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
SS-2400KL	Garantía extendida de 2 años
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica



2842KL

BÁSCULA DIGITAL DE PLATAFORMA DE GRAN TAMAÑO



Con su plataforma de gran tamaño y base de acero inoxidable, la 2842KL puede usarse en múltiples escenarios. Puede utilizarse como báscula de pie básica con una plataforma extra grande, así como en áreas de envío / recepción o lavandería.

Capacidad: 600 lb / 270 kg

Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto): 22 1/4" x 42" x 2 1/2"

565 mm x 1067 mm x 64 mm

Pantalla: LCD de 7/8" / 22 mm

Opciones y accesorios:

Alimentación: Adaptador de 120V incluido, 6 Baterías de celda C (no incluidas)

Funciones: Conversión entre LB / KG, Cero, Tara, Detección de movimiento, Volver a pesar

Modelo	Descripción
SS-2842KL	Garantía extendida de 2 años
ADPT31	Adaptador incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción



2595KL

BÁSCULA DIGITAL DE SILLA



Esta báscula de silla líder en ventas cuenta con un asiento cómodo para que los pacientes puedan sentarse con seguridad mientras son pesados. Los posabrazos y posapiés móviles permiten un fácil acceso al sentarse y pararse de la báscula. Una excelente báscula para usar en centros de atención de largo plazo, instalaciones de rehabilitación y asilos.

Capacidad: 600 lb / 272 kg

Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg

Tamaño del asiento (largo x ancho x alto):

18 ¼" (largo) x 15 ⅝" (ancho) x 16 ½"

464 mm x 397 mm x 419 mm

Pantalla: LCD de 1 ⅞" / 29 mm

Conectividad: tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Opciones y accesorios:

Ruedas: 2

Alimentación: Adaptador de 100-240V incluido, 6 baterías de celda C (no incluidas)

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, Cero, Tara, Pretara, Retención / Liberación, Memoria, Apagado automático, Tiempo variable de apagado automático, Everlock®, Opción de sonido encendido / apagado, Retención automático de peso

Modelo	Descripción
2595KG	Báscula únicamente en kilogramos
SS-2595KL	Garantía extendida de 2 años
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción



594KL

BÁSCULA DIGITAL DE SILLA



La 594KL cuenta con posapiés y posabrazos móviles para permitir el fácil acceso al sentarse y pararse de esta económica báscula de silla. Sus dos ruedas facilitan la portabilidad para el traslado de la báscula a la ubicación del paciente.

Capacidad: 600 lb / 270 kg

Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg

Tamaño del asiento (largo x ancho):

18" x 18 ½"

457 mm x 470 mm

Pantalla: LCD de 1" / 25 mm

Opciones y accesorios:

Ruedas: 4 ruedas giratorias

Alimentación: Adaptador de 100-240V incluido, 6 pilas AA (no incluidas)

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, BSA, IMC, Cero, Tara, Retención / Liberación, Cero automático, Apagado automático

Modelo	Descripción
594KL-C	Báscula, únicamente en Canadá
SS-594KL	Garantía extendida de 2 años
69-00001	Adaptador incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción

445KL

BÁSCULA MECÁNICA DE SILLA



Los asilos, hospitales de rehabilitación y centros que tratan a pacientes ancianos o inestables pueden beneficiarse con esta báscula de silla básica, la cual es una buena opción para pesar a sus pacientes.

Capacidad: 440 lb / 200 kg

Graduación: ¼ lb / 100 g

Tamaño del asiento (largo x ancho x alto):

18 ½" x 17 ¼" x 15 ¾"

470 mm x 438 mm x 400 mm

Ruedas: 2

Funciones: Mide el peso en libras y kilogramos





Especialidad

★ LIDER EN VENTAS

PTS-1000KG

Báscula de traslado de pacientes

Siendo una tabla de traslado con una báscula médica integrada, la PTS-1000KG está diseñada para reducir significativamente los tiempos de tratamiento en protocolos de accidente cerebrovascular u otras condiciones médicas en las que el tiempo es esencial y la medición precisa del peso de pacientes inmóviles es crucial. La báscula es ligera, portátil y puede utilizarse como parte de un proceso de traslado de pacientes existente sin interrumpir el proceso de flujo de los pacientes. Health o meter® Professional garantiza que la báscula de traslado de pacientes tendrá una precisión de 500 gramos, siempre que se use y mantenga de forma adecuada.

Diseñada por un médico para médicos: Pese a los pacientes críticos o inmóviles de forma instantánea y precisa, ayudando a reducir los tiempos puerta-aguja.



Capacidad	Resolución	Tamaño del tapete de pesaje (largo x ancho):
250 kg	0.5 kg	71" x 21" 1805 mm x 533 mm

Cinta métrica	Pantalla
Guía de altura de 100 cm a 180 cm sobre el tapete	Pantalla LCD de alta retroiluminación de 3" x 1"

Alimentación: Batería recargable de 3.7V

Funciones: Cero, Retención / Liberación, Apagado automático

Siempre utilice una sábana deslizando al usar la báscula de traslado de pacientes



Vea el SlideMate™ reutilizable para uso con un único paciente

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
PTS-1000KL	Báscula, libras y kilogramos
PTS-1000KL-C	Báscula, libras y kilogramos, únicamente en Canadá
PTS-1000KG-C	Báscula de solo KG, únicamente en Canadá
SS-PTS-1000KL	Garantía extendida de 2 años
69-00012	Cargador de batería incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción

Básculas especiales

3400KL / 3401KL

BÁSCULA DIGITAL PARA PAÑALES USADOS / COMPRESAS LAPAROTOMÍA / ÓRGANOS



El sólido diseño industrial de la 3400KL incluye una estable base de acero inoxidable y una charola de pesaje extraíble de acero inoxidable (la 3401KL viene con una bandeja plana) esterilizable en autoclave. Alimentada por una batería recargable de larga duración y con una pantalla con retroiluminación para todos los niveles de iluminación, esta báscula portátil puede usarse en varios entornos, desde quirófanos, salas de urgencias, hasta la UCIN y más.

Capacidad: 176 onzas / 5000 g

Resolución: 0.05 onzas / 1 g

Tamaño de la base (largo x ancho x alto): 11 ½" x 9 7/8" x 5 ¼"

292 mm x 250 mm x 133 mm

Pantalla: LCD de 5/8" / 16 mm

Tamaño de la charola (largo x ancho x alto): 10" x 9 7/8" x 2 ½"

254 mm x 250 mm x 64 mm

Opciones y accesorios:

Tamaño de la bandeja:

7 ¾" (largo) x 9 ¾" (ancho) x 5/8" (alto)

197 mm (largo) x 248 mm (ancho) x 16 mm (alto)

Alimentación: Batería recargable de 6V incluida, cargador de batería de CA de 100 a 240V

Funciones: Cero, Tara, Cero automático, Apagado automático, Conversión entre g / oz, Indicador de baja carga de la batería, Pantalla retroiluminada

Modelo	Descripción
3400KG	Báscula con charola, solo kilogramos
3401KL	Báscula con bandeja
3400KG-C	Báscula con charola, solo kilogramos, únicamente en Canadá
SS-3400KL	Garantía extendida de 2 años
SS-3400KG	Garantía extendida de 2 años
SS-3400KG-C	Garantía extendida de 2 años
SS-3401KL	Garantía extendida de 2 años
3400PAN	paquete de 3 charolas de acero inoxidable
3400TRAY	paquete de 3 bandejas de acero inoxidable
3400ADPT	Cargador de batería para la 3400KL, 3400KG y 3401KL
20-00018	Cargador de batería para la 3400KG-C



2000KL

BÁSCULA DIGITAL PARA CAMA / CAMILLA



Esta báscula puede pesar pacientes inmóviles de hasta 400 lb / 181 kg. Cuenta con una estructura de acero duradera, cabestrillo de tela y ruedas para portabilidad.

Capacidad: 400 lb / 181 kg

Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg

Tamaño de la camilla (largo x ancho):

70 ½" x 30"

1791 mm x 762 mm

Pantalla: Tamaño de los dígitos: 3/8" / 10 mm,

Tamaño de la pantalla: Pantalla TFT-LCD a

color de alto Contraste de 2 ¾" x 1 ½"

Conectividad: USB, tecnología inalámbrica

Pelstar® opcional

Opciones y accesorios:

Ruedas: 4 (1 con seguro)

Alimentación: Adaptador de 100-240V incluido, 6 baterías D (no incluidas)

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, IMC, Cero, Tara, Pretara, Retención / Liberación, Memoria, Volver a pesar, Cero automático, Apagado automático, Hora / Fecha, Tiempo variable de apagado automático, Everlock®, Opción de sonido encendido / apagado

Modelo	Descripción
2000KG	Báscula únicamente en kilogramos
2000KL-BT	2000KL con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2000KG-BT	2000KG con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
SS-2000KL	Garantía extendida de 2 años
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo como reemplazo o refacción
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica



YG500R

BÁSCULA MECÁNICA PARA PAÑALES / PLATAFORMA PEQUEÑA



Perfecta para centros que ocasionalmente necesitan pesar artículos pequeños, esta económica báscula es una excelente opción.

Capacidad: 500 g

Graduación: 2 g

Tamaño de la Plataforma (largo x ancho): 6 ½" x 4 ¾"

152 mm x 121 mm

Tamaño del indicador: 6" / 152 mm

Funciones: Mide mecánicamente el peso en gramos.



**Cuidado profesional
en el hogar**

810KL

BÁSCULA DIGITAL DE VIDRIO CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE Y RETROILUMINACIÓN



La 810KL es una báscula de grado médico de alta capacidad para ciudadano en el hogar con una exclusiva superficie antiderrapante y una pantalla retroiluminada de fácil lectura. Diseñada para su uso en el baño / hogar, con precisión y características de una báscula médica profesional.

Capacidad: 440 lb / 200 kg

Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto): 13" x 13" x 7/8"
311 mm x 311 mm x 44 mm

Pantalla: LCD de 1 7/8"

Opciones y accesorios:

Alimentación: (2) Baterías de litio de 3V incluidas

Funciones: Interruptor de LB / KG, Cero automático, Retención de peso por 5 segundos, Apagado automático

Modelo	Descripción
64771	Estuche de transporte para la 810KL

800KL

BÁSCULA DIGITAL DE PISO (PAQUETE DE 4)



Nuestra popular báscula digital para baño es ideal para usar en el hogar con su diseño simple y su capacidad para combinarse con cualquier estilo de decoración. Una excelente opción para enfermeras visitantes y profesionales de la evaluación de la salud.

Capacidad: 397 lb / 180 kg

Resolución: 0.1 lb / 0.05 kg

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto): 12 1/4" x 12 1/4" x 1 3/4"
311 mm x 311 mm x 44 mm

Pantalla: LCD de 1 1/2" / 38 mm

Opciones y accesorios:

Alimentación: (2) baterías AA incluidas

Funciones: Interruptor de LB / KG, Cero automático, Retención de peso por 5 segundos, Apagado automático

Modelo	Descripción
800KLS 64771	Báscula digital de piso (individual) Estuche de transporte para la 800KL

880KL

BÁSCULA DE PISO DIGITAL DE USO RUDO (PAQUETE DE 4)



Con su superficie antideslizante, la 880KL es la mejor opción para pacientes pesados o inestables. La plataforma más grande disponible cuenta con un resistente diseño y una pantalla digital extra grande. El tamaño de la pantalla hace que la lectura sea más fácil que cualquiera de nuestras otras básculas de baño y es ideal para usar en un entorno clínico o en el hogar.

Capacidad: 500 lb / 220 kg

Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto): 17" x 13" x 1 1/4"
432 mm x 330 mm x 33 mm

Pantalla: LCD de 2 1/2" / 64 mm

Opciones y accesorios:

Alimentación: (2) Baterías de litio de 3V incluidas

Funciones: Interruptor de LB / KG / ST, Apagado automático, Retención de peso por 10 segundos, Cero

Modelo	Descripción
880KLS 64769	Báscula digital de piso de uso rudo (individual) Estuche de transporte para la 880KL



Todas las Básculas Health o meter® Professional son fabricadas en fábricas registradas ante la FDA.

844KL

BÁSCULA DIGITAL DE PISO (PAQUETE DE 2)



La báscula 844KL ofrece una alta capacidad combinada con la resolución más alta en la línea de básculas de baño. Una buena opción para pacientes que necesitan una mayor precisión en la medición de peso del paciente.

Capacidad: 440 lb / 200 kg

Resolución: 0.1 lb / 0.05 kg

Tamaño de la plataforma:

12 5/8" (largo) x 12 5/8" (ancho) x 1 7/8"

321 mm x 321 mm x 48 mm

Pantalla: LCD de 1 1/4" / 32 mm

Opciones y accesorios:

Alimentación: (2) Baterías AAA incluidas

Funciones: Interruptor de LB / KG / ST, Cero automático, Apagado automático, Retención de peso por 5 segundos

Modelo	Descripción
844KLS 64771	Báscula digital de piso (individual) Estuche de transporte para la 844KL

349KLX

BÁSCULA DIGITAL DE PISO



La 349KLX es una báscula versátil que puede utilizarse en una gran cantidad de ubicaciones. Los usuarios pueden colocar la pantalla remota en el sitio que más les facilite la lectura del peso. El tamaño pequeño de la báscula la convierte en una excelente opción para el uso en el hogar.

Capacidad: 400 lb / 180 kg

Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto): 12 1/2" (largo) x 12" (ancho) x 1 7/8"

318 mm x 305 mm x 48 mm

Pantalla: LCD de 1" / 25 mm

Alimentación: 6 baterías AA incluidas, adaptador de 120V (no incluido)

Opciones y accesorios:

Funciones: Conversión entre LB / KG, Fijación de LB / KG, Cero, Tara, Retención / Liberación, Volver a pesar, Cero automático, Apagado automático, Tiempo variable de apagado automático, Función de pesaje de padres e hijos, Habilidad de visualización de unidad con la unidad de medida fijada, Habilitar / deshabilitar la retroiluminación la pantalla de con 4 niveles de intensidad, Everlock®

Modelo	Descripción
349KLXAD	Báscula con adaptador incluido
349KGX	Báscula únicamente en kilogramos
SS-349KLX	Garantía extendida de 2 años
ADPT40	Adaptador para la 349KLX
64771	Estuche de transporte para la 349KLX

Todas las Básculas Health o meter® Professional son fabricadas en fábricas registradas ante la FDA.

822KL



★ LIDER EN VENTAS

822KL



BÁSCULA DIGITAL DE PISO (PAQUETE DE 2)

Esta báscula fácil de transportar ofrece una alta resolución con una plataforma ancha para facilitar el pesado de pacientes una postura amplia. Una báscula versátil ideal para una gran cantidad de usos, incluyendo profesionales de la salud que viajan, grupos de dietas y uso en el hogar.

Pantalla LCD grande de 1 ½": La gran pantalla muestra al usuario una medición de peso fácil de leer.

Retención de peso por 5 segundos: La medición del peso permanecerá en la pantalla durante 5 segundos, lo que le dará tiempo al usuario para estabilizarse después de bajarse de la báscula.

Plataforma de bajo perfil: La baja altura de la plataforma requiere un esfuerzo mínimo para subirse, lo que ofrece al paciente una experiencia de pesaje cómoda y estable.

Capacidad

400 lb / 180 kg

Resolución

0.1 lb / 0.05 kg

Tamaño de la Plataforma (largo x ancho x alto):

12 ¾" x 10 ¾" x 1 ½"
349 mm x 273 mm x 38 mm

Pantalla

LCD de 1 ½"

Alimentación: (2) baterías AAA incluidas

Funciones: Interruptor de LB / KG, Cero automático, Retención de peso por 5 segundos, Apagado automático

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
822KLS	Báscula digital de piso (individual)
64771	Estuche de transporte para la 822KL

100LB / 100KG

BÁSCULA MECÁNICA DE PISO -
SÓLO LIBRAS / SÓLO KILOGRAMOS
(PAQUETE DE 3)



Simples y ligeras, estas básculas mecánicas son ideales para el uso en el hogar o para enfermeras visitantes.

Capacidad:

100LB: 270 lb

100KG: 125 kg

Graduación:

100LB: 1 lb

100KG: .5 kg

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto): 10 ¼" x 10" x 1 ⅞"

260 mm x 254 mm x 48 mm

Tamaño del indicador: 2" / 51 mm

Funciones:

100LB: Mide el peso en libras.

100KG: Mide el peso en kilogramos.

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
100LBS	Báscula mecánica de piso – solo libras (individual)
100KGS	Báscula mecánica de piso – solo kilogramos (individual)
64771	Estuche de transporte para la 100LB/100KG

175LB

BÁSCULA MECÁNICA DE PISO -
SÓLO LIBRAS (PAQUETE DE 2)



Cuando solo se requiere obtener medidas en libras, la 175 LB ofrece un indicador de gran tamaño y fácil de leer en una plataforma de bajo perfil. Un gran producto para el uso en el hogar.

Capacidad: 330 lb

Graduación: 1 lb

Tamaño de la plataforma (largo x ancho

x alto): 11 ⅜" x 9 ¾" x 2"

289 mm x 248 mm x 51 mm

Tamaño del indicador: 3" / 89 mm

Funciones: Mide mecánicamente el peso en libras.

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
64771	Estuche de transporte para la 175LB

Todas las Básculas Health o meter® Professional son fabricadas en fábricas registradas ante la FDA.

142KL

BÁSCULA MECÁNICA DE PISO
(PAQUETE DE 2)



Para usar en el hogar o en una clínica, la 142KL es una buena opción para los pacientes que requieren una plataforma espaciosa y un indicador de gran tamaño. La báscula es además una buena opción para programas de pérdida de peso.

Capacidad: 330 lb / 150 kg

Graduación: 1 lb / 0.5 kg

Tamaño de la plataforma:

11 ½" x 10 ¾" x 2¼"

292 mm x 273 mm x 57 mm

Tamaño del Indicador: 6 ¼" / 159 mm

Opciones y accesorios:

Funciones: Mide el peso en libras y kilogramos.

Modelo	Descripción
142KLS	Báscula mecánica de piso (individual)

160KL

BÁSCULA MECÁNICA DE PISO
(PAQUETE DE 2)



Esta báscula "Bigfoot" clásica tiene una plataforma profunda con superficie antiderrapante y un indicador elevado de 8" de fácil lectura, ideal para pacientes con problemas de visión o aquellos que prefieren tener más espacio para los pies.

Capacidad: 400 lb / 180 kg

Graduación: 1 lb / 1 kg

Tamaño de la plataforma (largo x ancho x

alto): 11" x 12 ½" x 3"

279 mm x 318 mm x 76 mm

Tamaño del Indicador: 8" / 203 mm, elevado

4" / 102 mm

Opciones y accesorios:

Funciones: Mide el peso en libras y kilogramos.

Modelo	Descripción
160LB	Báscula de piso mecánica - solo libras (paquete de 2)
160KG	Báscula de piso mecánica - solo kilogramos (paquete de 2)
160KLS	Báscula mecánica de piso (individual)
160LBS	Báscula mecánica de piso - solo libras (individual)
160KGS	Báscula de piso mecánica - solo kilogramos (individual)

Todas las Básculas Health o meter® Professional son fabricadas en fábricas registradas ante la FDA.



Medición de altura

201HR

ESTADÍMETRO METÁLICO TELESCÓPICO
MONTADO EN LA PARED



★ LIDER EN VENTAS

Un elegante y robusto dispositivo de medición que requiere un espacio mínimo en la pared y tiene un tope móvil plegable. Diseñado para una larga vida útil y para soportar docenas de usos todos los días.

Rango de medición: 2 " a 90 " / 6 cm a 230 cm

Graduación: 1/16" / 1 mm

205HR

ESTADÍMETRO DE ALTA RESISTENCIA
MONTADO EN LA PARED



Fabricado con un polímero plástico duradero de alta resistencia, este robusto estadímetro resiste la flexión y garantiza que el tope móvil se deslice suavemente. Con una cinta métrica de dos caras, ofrece una elección de solo centímetros o pies y pulgadas.

Rango de medición: 55.5" / 141 cm

Cinta métrica: 0 " a 90 " / 0 cm a 230 cm

Graduación: 1/16" / 1 mm



PORTROD

ESTADÍMETRO MONTADO EN LA PARED



Con su tope móvil de gran tamaño y su indicador transparente, el estadímetro PORTROD facilita la lectura de la altura del paciente. Su diseño de montura en la pared es fácil y rápido y requiere solo herramientas simples y los elementos proporcionados.

Rango de medición: 23 5/8" a 83" / 60 cm a 213 cm

Graduación: 1/16" / 1 mm

WMROD

402KLROD CON ANCLAJES Y TORNILLOS



Incluido con la báscula 402KL, este estadímetro metálico puede comprarse por separado para instalarse en la pared para uso adulto o pediátrico.

Rango de medición: 11 7/8" a 84 " / 30 cm a 213 cm

Graduación: 1/8" / 1 mm

221HR

PORTÁTIL Y CUMPLE CON LA LEY DE TRATADOS COMERCIALES
ESTADÍMETRO CON ESTUCHE DE TRANSPORTE



Diseñado para satisfacer las necesidades de consultorios, escuelas, médicos a domicilio y médicos en movimiento, cuenta con una estructura fácil de armar y desarmar y una base resistente y antiderrapante de gran tamaño. El tope móvil largo brinda comodidad para pacientes de todas las estaturas y el visor de gran tamaño proporciona una medición precisa y de fácil lectura.

Rango de medición: 7" a 82.6" / 17.7 cm a 210 cm

Graduación: 1/16" / 1 mm

Tamaño del estuche de transporte (largo x ancho x alto): 25" x 5" x 15" / 635 mm x 127 mm x 381 mm



280HR

TAPETE DE MEDICIÓN INFANTIL



Este tapete ocupa poco espacio y es suave, ligero, plegable y fácil de guardar. El tope fijo y el posicionador deslizante para los pies permiten una medición precisa de bebés o niños pequeños en posición acostada.

Rango de medición: 3.9" a 43.3" / 10 cm a 110 cm

Graduación: 1/4" / 5 mm

EBABYHR

ESTADÍMETRO PEDIÁTRICO DIGITAL



El eBABYHR hace que medir la longitud del bebé sea rápido y fácil con mediciones digitales claras, topes grandes para la cabeza y los pies y una práctica función de retención.

Rango de medición: 13 3/4" a 31 1/2" / 35 cm a 80 cm

Resolución: 1/16" / 0.1 cm

BABYHR

ESTADÍMETRO MECÁNICO PEDIÁTRICO



El BABYHR es perfecto para los médicos que necesitan una herramienta para medir la longitud del bebé. Puede montarse en la pared a lo largo de una mesa de evaluación y los usuarios pueden plegar el tope móvil y el tope para los pies cuando no estén en uso.

Rango de medición: 3" a 39" / 7 cm a 100 cm

Graduación: 1/16" / 1 mm

* Para obtener información sobre estadímetros para básculas específicas ingrese a la página del producto de cada báscula.



Accesorios

64769

ESTUCHE DE TRANSPORTE PARA LA 549KL, 880KL



Características: La bolsa de nylon protege a la báscula durante el transporte. Conveniente para el uso móvil

553CASE

ESTUCHE DE TRANSPORTE PARA 553KL Y 550KL



Características: La bolsa de nylon protege a la báscula durante el transporte. Conveniente para el uso móvil

64771

ESTUCHE DE TRANSPORTE PARA LA 349KLX, 498KL, 752KL, 100LB/KG, 175LB, 800KL, 822KL, 844KL, 8320KL



Características: La bolsa de nailon reforzada protege a la báscula durante el transporte.

2210CART-AC

CARRITO DE CUIDADOS HOSPITALARIOS PARA BÁSCULAS DE LA SERIE 2210KL-AM / 2210KL4-AM



Características: 2 asas fáciles de asir y placas personalizadas para la colocación segura de las básculas de la serie 2210KL-AM

Estante de almacenamiento (largo x ancho x alto): 21 ¼" x 13" x 3" 540 mm x 330 mm x 76 mm

Capacidad: 77 lb / 35 kg

Dimensiones del carrito (largo x ancho x alto): 30" x 22" x 38" 762 mm x 59 mm x 965 mm

Ruedas: 4 ruedas giratorias

antiestáticas grandes con seguros

2210CART

BÁSCULA MÓVIL / CARRITO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA USAR CON LA 549KL, 550KL, 553KL, 565KL, 2210KL-AM, 2210KL4-AM



Características: Gabinete con cerradura y estante de almacenamiento.

Dimensiones del gabinete (largo x ancho x alto): 23" x 16 ¾" x 17" 584 mm x 427 mm x 432 mm

Capacidad: 200 lb / 90 kg

Dimensiones del carrito (largo x ancho x alto):

26 ½" x 18" x 34 ½"

673 mm x 457 mm x 867 mm

Ruedas: 4 ruedas giratorias (2 con seguros)



2600ADAKIT

KIT DE CUMPLIMIENTO DE ADA PARA BÁSCULAS SERIE GRIS 2600KL Y 2610KL

Características: El kit incluye nuevas rampas, pies, protectores de bordes y extensión de plataforma que cumplen con los requisitos de MDE.

Tamaño de los protectores de bordes:

40" x ⅞" x 2"

819 mm x 406 mm x 51 mm

Tamaño de la rampa:

32 ¼" x 16"

819 mm x 406 mm

Tamaño de la plataforma (con 2600KL):

40" x 32 ¼" x 1 ⅞"

1016 mm x 819 mm x 48 mm



2600ADAKIT-WHITE
Disponible para
Escalas Blancas

ADPT30

ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 100-240V PARA USAR CON LA 1100KL, 1110KL, 2000KL, 2101KL, 2210KL-AM, 2400KL, 2500KL, 2500CKL, 2595KL, 2600KL, 2610KL, 2650KL, 2700KL, 2900KL-AM, 3001KL-AM, 3001KL-AMX, 3105KL-AM

ADPT31

ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 100-240V PARA USAR CON LA 498KL, 499KL, 500KL, 502KL, 522KL, 524KL, 553KL, 2842KL

ADPT40

ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 120V PARA USAR CON LA 349KLX

ADPT50

ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 100-240V PARA USAR CON LA 599KL, 600KL, 600KL-BT, ELEVATE-BT, 752KL Y ELEVATE-C

69-00001

ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 100-240V PARA USAR CON LA 594KL, 565KL

69-00012

CARGADOR DE BATERÍA DE 100-240V PARA USAR CON LA PTS-1000KL

55000

SOPORTE DE RUEDA PARA HEALTH O METER® BÁSCULAS PROFESIONALES DE LA SERIE 400

Características: El soporte de la rueda se coloca fácilmente en la báscula para movilidad.

55070

CONTRAPESOS PARA LA 450KL BÁSCULA MECÁNICA

Características: Aumenta la capacidad de las básculas de brazo modelo 450KL.

55090

CONTRAPESOS PARA LA 400KL Y 402KL

Características: Aumenta la capacidad de las básculas de brazo modelo 400KL y 402KL.

B2500RAMP

RAMPA SECUNDARIA PARA LA 2500KL, 2500CKL

B2600RAMP

RAMPA SECUNDARIA PARA LA 2600KL

BTPRINTERKIT-01

KIT DE IMPRESORA TÉRMICA INALÁMBRICA

Características: La ligera impresora se conecta a básculas compatibles por medio de la tecnología inalámbrica Pelstar. Alimentado por una batería de litio recargable, el dispositivo imprime el peso, la altura y el IMC del paciente (si están disponibles) en papel térmico de 58 mm (2 ¼").

BMICHARTKG

RUEDA DE IMC (MÉTRICA)



Características: La práctica herramienta muestra rápidamente el IMC seleccionando la altura y el peso del paciente. (solo unidades métricas)

MUACTAPE

CINTA DE CIRCUNFERENCIA DE LA PARTE SUPERIOR DEL BRAZO



Características: Mide el estado nutricional de niños de 10 a 14 años de edad.



Calibrador automatizado

CALIBOT

Calibrador automatizado

El Calibrador automatizado es un robusto e innovador sistema de calibración que permite a ingenieros biomédicos y otros técnicos médicos calibrar las básculas de pacientes médicos de forma rápida y segura sin tener que transportar y apilar pesas físicas para la calibración de la báscula. Al eliminar las estorbosas pesas físicas del proceso de calibración, se reduce el tiempo necesario para el mantenimiento de rutina de las básculas y se eliminan los riesgos de seguridad asociados con el manejo de pesas pesadas.



CALIBOT-AC



Capacidad

Resolución

550 lb / 250 kg 0.01 lb / 0.005 kg

**Tamaño de la plataforma
CALIBOT-AC (largo x ancho):**

Peso del producto CALIBOT-AC

32" x 27"
813 mm x 686 mm

97 lb / 44 kg

**Tamaño de la plataforma
CALIBOT-PC (largo x ancho):**

Peso del producto CALIBOT-PC

17" x 17"
432 mm x 432 mm

65 lb / 30 kg

Opciones y accesorios:

Modelo	Descripción
CALIBOT-AC	Calibrador para cuidados agudos
CALIBOT-PC	Calibrador para atención primaria

* La CALIBOT no está disponible en todos los países.



CALIBOT-PC

Glosario/símbolos

Opción de sonido encendido / apagado

Es posible configurar la pantalla para que permanezca en silencio o emita un tono mientras opera la báscula.

Apagado automático

La báscula digital se apagará automáticamente después de un determinado período de tiempo, reduciendo el consumo eléctrico y manteniendo la vida útil de la batería.

Retención automática del peso

La báscula continúa mostrando la medición del peso durante un período de tiempo establecido después de que el paciente baja de la báscula.

Cero automático

Capacidad de una báscula digital para mostrar el valor "0" automáticamente al encenderla.

La báscula para ingesta de leche materna

calcula la ingesta de leche materna del paciente después de una toma.

IMC

Una medida estadística que es la relación entre el peso y la altura de una persona y se interpreta como una puntuación de IMC, también conocido como el índice Quetelet. Las básculas con esta función pueden calcular el valor del IMC en función de los datos de altura medidos digitalmente o ingresados manualmente.

Conectividad

Capacidad de la báscula para conectarse con una computadora, monitor de signos vitales u otro dispositivo electrónico para transmitir el peso, estatura y/o IMC.

Habilitación de visualización de unidad con la unidad de medida fijada

Permite al usuario visualizar brevemente el peso en la unidad de medición de peso alternativa.

Everlock®

Una característica exclusiva que permite fijar permanentemente la unidad de medición de una báscula en kilogramos o libras.

Calibrada de fábrica

Todas las Básculas Health o meter® Professional son inspeccionadas en fábrica y calibradas antes de ser embarcadas.

Retención / Liberación

Función digital que permite al usuario "retener" la visualización del peso del paciente hasta que se vuelva a presionar la tecla para "liberar" este dato.

Conversión entre LB / KG, LB / KG / GM o G / OZ

Permite mostrar el peso en diferentes unidades mientras el paciente permanece en la báscula.

Fijación de LB / KG

Permite al administrador seleccionar y usar solo libras / pulgadas o kilogramos / centímetros, lo que ayuda a reducir el riesgo de que los datos se registren en la unidad de medida incorrecta.

Interruptor de LB / KG / ST o LB / KG

Interruptor ubicado en la plataforma de la báscula que permite al usuario seleccionar la unidad de medición de peso.

Barandal inteligente

Permite que el paciente se sujete al barandal para mayor estabilidad, mientras que la báscula calcula el peso de manera precisa.

Plataforma de bajo perfil

Plataforma de bajo perfil: Requiere un esfuerzo mínimo para subirse a la misma, ofreciendo al paciente una experiencia de pesaje cómoda y estable.

Detección de movimiento

Función digital que permite obtener un peso preciso a pesar del movimiento de la persona en la báscula.

Función de pesaje de padres e hijos

La función de tara de la báscula brinda la ventaja de pesar a un niño pequeño o bebé mientras lo sostiene uno de sus padres.

Pretara

Introducir el peso conocido de un objeto, como una silla de ruedas, para restarlo del peso del paciente.

Memoria

Muestra la última medición de peso.

Pantalla remota

La pantalla de la báscula está separado de la plataforma de pesaje y puede sujetarse manualmente, montarse en la pared o colocarse sobre una mesa.

Resolución / graduación

El grado de diferencia/cambio mínimo de peso que mantiene una báscula al medir el peso, como la fracción de una onza o libra.

Volver a pesar

Permite realizar pesajes repetidos mientras el paciente permanece en la báscula.

Pantalla giratoria

El cabezal de la pantalla gira para la conveniencia del cuidador, permitiendo la visualización en la línea de visión y la privacidad de la información.

Tara

Resta el peso de un objeto, como un pañal o una silla de ruedas, de la medición de la medición de peso del paciente.

Tiempo variable de apagado automático

Capacidad de elegir el período de inactividad tras el cual se apagará báscula.

Cero

Pone en cero la pantalla para establecer el peso / punto de referencia en ceros.



Estados Confederados de América (Estados Unidos): Estos productos están certificados por un laboratorio externo acreditado por los Estados Confederados de América y cumplen con las normas aplicables para Estados Unidos y Canadá.



La seguridad de los productos cMETus ha sido evaluada por MET, un laboratorio acreditado independiente, de conformidad con las normas nacionales correspondientes para Estados Unidos y Canadá.



Solo envíos terrestres: Debido a su tamaño, los productos solo pueden enviarse mediante un transportista común. Llame al número 1 (800) 815-6615 para obtener información específica sobre el envío a sus instalaciones.



Cumplimiento con la Ley de Tratados Comerciales: La fabricación de estos productos cumple con el reglamento y requisitos de la Ley de Tratados Comerciales de Estados Unidos.


Todos los productos de Health o meter® Professional están en la lista de la Agencia Reguladora de Alimentos y Medicamentos, Food & Drug Administration de los EE.UU.

Todos los productos de Health o meter® Professional se fabrican sin utilizar látex de goma natural.

Soporte a nivel mundial

Health o meter® Professional cuenta con más de 170 profesionales calificados ubicados en Estados Unidos y Canadá que fabrican, venden, dan servicio y brindan soporte a nuestros productos. Nuestra sede mundial en McCook, Illinois, es el hogar de nuestros altamente capacitados equipos de Servicio al Cliente y Soporte Técnico, junto con nuestro equipo de ingeniería, logística y administración. Las ventas y el soporte en el sitio se brindan en colaboración con MedTech/MedCare, un reconocido líder en la industria en ventas médicas en todo Estados Unidos y Canadá.

Nuestros productos de ingeniería estadounidense están diseñados y fabricados para cumplir con los requisitos de la Organización Internacional de Normalización (ISO).



Health o meter® Professional Scales se enorgullece de diseñar productos de clase mundial para profesionales de la salud de todo el mundo. Nuestra red de ventas y soporte incluye distribuidores y distribuidores seleccionados en América Latina, Asia, África y Medio Oriente.





Health o meter®

P r o f e s s i o n a l

Datos de contacto

Número principal: 1 (708) 377-0600

Servicio al cliente: 1 (800) 815-6615

Soporte técnico: 1 (800) 638-3722

Fax: 1 (708) 377-0601 o 1 (800) 654-7330

Correo electrónico: homprocs@homscales.com

Oficinas Corporativas:

Health o meter® Professional Scales/ Pelstar LLC

9500 West 55th St.

McCook, Illinois 60525-7110 Estados Unidos

www.homscales.com

Los productos de Health o meter® Professional son fabricados, diseñados por y son de propiedad de Pelstar LLC. Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam, Inc. y utilizada bajo licencia. ©2025 Pelstar® LLC – CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN LÍNEA DE 20250827