

**LA BCS-G7**

## BÁSCULA DE COMPOSICIÓN CORPORAL

La báscula de composición corporal modelo BCS-G7 cuenta con una capacidad de 454 kg en la industria, asegurando mediciones de peso y composición corporal exactas para cualquier paciente. Con requisitos mínimos previos a la prueba, el análisis puede realizarse en cualquier momento del día y bajo casi cualquier circunstancia, dando como resultado la mayor flexibilidad de cualquier analizador de composición corporal. La espaciosa plataforma de gran tamaño permite a los pacientes pararse de manera segura y cómoda. Diseñada para pacientes de 10 años en adelante, la BCS-G7 ofrece un análisis integral de la composición corporal, incluyendo datos detallados del torso y las extremidades, y distingue entre masa muscular y grasa. Esto ayuda a los médicos a monitorear el progreso del paciente y su respuesta al tratamiento, especialmente en aquellos que utilizan medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso, asegurando que los pacientes estén perdiendo grasa y aumentando masa muscular.

La báscula cuenta con una interfaz amigable con el usuario, haciéndola el producto de análisis de composición corporal ideal para clínicas de pérdida de peso, clínicas bariátricas, spas médico y consultorios que buscan facilidad de funcionalidad y rapidez en resultados. La pantalla de seis ventanas de fácil lectura brinda un rápido acceso a métricas clave de composición corporal, incluyendo peso, porcentaje de grasa corporal, porcentaje de agua corporal, masa corporal magra, Tasa Metabólica Basal e Índice de Masa Corporal.

El software **BodyCompPro-G7** simplifica el seguimiento del peso y mejora el cuidado del paciente con poderosas funciones integradas. Diseñado para conectarse directamente a una computadora, el software de la báscula permite un eficiente seguimiento de datos, elaboración de informes detallados, así como una administración optimizada de pacientes. Los profesionales médicos se benefician con resúmenes de fácil lectura y gráficos impresos, ideales para consultas de pacientes y seguimiento a largo plazo.

### HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números de nuestra báscula, no es de sorprender que la báscula de composición corporal BCS-G7 sea una opción confiable e integral para el análisis de composición corporal.

**30 SEGUNDOS**  
DE TIEMPO  
DE PRUEBA

**11 MÉTRICAS DE**  
COMPOSICIÓN  
CORPORAL

**120+**  
ESPECIALISTAS EN EL  
CAMPO LOCALES

**100 AÑOS**  
DE SERVICIO



**Health o meter®**

**P r o f e s s i o n a l**

Health o meter® Professional BCS-G7

**weigh**easier®

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Capacidad

1000 lb / 454 kg

### Resolución

0.1 lb / 0.1 kg

### Pantalla

Pantalla de 6 ventanas

Tamaño de los dígitos: 1/2"

### Fuente de alimentación

Adaptador de corriente de 110-220V incluido

### Conectividad

Software Integrado – Conecte la báscula a una computadora para seguimiento de datos, informes y administración de pacientes.\*

### Tipo de interfaz

Interfaz serial al convertidor de USB

### Funciones

30 segundos de prueba de inicio a fin

### Mediciones en pantalla:

Peso

Porcentaje de grasa corporal

Porcentaje de agua corporal

Porcentaje de masa muscular

IMC

GER

### El informe completo incluye:

Peso

Porcentaje de grasa corporal

Porcentaje de agua corporal

Porcentaje de masa muscular

Masa libre de grasa

Rango de peso ideal

Análisis de distribución regional de grasa

Grasa corporal total

Agua corporal total

IMC – Índice de Masa Corporal

TMB – Tasa Metabólica Basal

GER – Gasto Energético en Reposo

Tasa Metabólica Activa

Grasa visceral

### Tamaño de la plataforma

(largo x ancho x alto)

14" x 16" x 2 7/8"

(356 mm x 406 mm x 48 mm)

### Dimensiones del producto

20" x 18" x 41"

(508 mm x 457 mm x 1041 mm)

### Peso del producto

28 lb / 12 kg

### Garantía

Garantía limitada de 1 año con el fabricante

### Especificaciones de bioimpedancia

Método de electrodos: Sistema tetrapolar

Frecuencia: 50kHz

Corriente de prueba: 500µA

Tasa de conversión: 750msec

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

| MODELO       | DESCRIPCIÓN                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCS-G7       | Báscula de composición corporal                                                                  |
| IPO-ADU      | Plantilla de informe del paciente, Adulto (informe de 5 páginas, 25 informes/paquete)            |
| IPO-ADU-SP   | Plantilla de informe del paciente en español, Adulto (informe de 5 páginas, 25 informes/paquete) |
| BCS-BROCHURE | Folleto para sala de espera                                                                      |
| SS-BCS-67    | Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para la BCS-G7**                                      |

Las básculas incluyen software integrado. Ingrese a [homscales.com/BCS-G7](http://homscales.com/BCS-G7) para descargar BodyCompPro-G7: App de Composición Corporal

Para conocer más, llame al número  
**1-800-815-6615** o visite la página  
**[homscales.com/BCS-G7](http://homscales.com/BCS-G7)**



**Health o meter®**  
P r o f e s s i o n a l



\*Requisitos de PC: Sistema Operativo Windows® 10/11

\*\*No disponible en todos los países.